

User manual

MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE

Vera



EN

Instructions for specialist dealer

This instruction manual is part and parcel of the product and must accompany every product sold.

Version: F, 2022-07

FR

Instructions pour les distributeurs

Ce manuel d'instructions fait partie du produit et doit accompagner chaque produit vendu.

Version : F, 2022-07

NL

Instructies voor de vakhandelaar

Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden geleverd.

Versie: F, 2022-07

DE

Hinweise für den Fachhändler

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestand-teil des Produkts und ist bei jeder Produkts auszuhändigen.

Version: F, 2022-07

IT

Istruzioni per il rivenditore

Il presente Manuale di istruzioni è parte integrante del prodotto e deve essere fornito assieme alla prodotto.

Versione: F, 2022-07

ES

Instrucciones destinadas a los distribuidores especializados

El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto y se debe adjuntar a todas las producto que se vendan.

Versión: F, 2022-07

PL

Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią produktu i musi być dołączona do każdego sprzedawanego produktu.

Wersja: F, 2022-07

CS

Pokyny pro specializovaného prodejce

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého prodaného produktu.

Verze: C, 2022-07

All rights reserved, including translation.

Tous droits réservés, y compris la traduction.

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.

Alle Rechte, auch an der Übersetzung, vorbehalten.

Tutti i diritti riservati (anche sulla traduzione).

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z tłumaczeniem.

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.

Content

Content	1
1 Preface	1
2 Your product	1
3 Before use	1
4 Assembly	2
5 Using your transfer board	2
6 Maintenance	3
7 Technical specifications	4

1 Preface

First of all we wish to thank you for the trust you placed in us by selecting a **VERMEIREN** product.

Before using the transfer board, read the instruction manual carefully: it will familiarise you with this product.

If you still have questions after reading this manual, do not hesitate to contact your specialist dealer. He/she will be glad to help you.

Important note

To ensure your safety and to prolong the lifetime of your product, please take good care of it and have it checked and serviced on a regular basis.

This manual reflects the latest product developments. Vermeiren has the right to implement changes to this type of product without any obligation to adapt or replace similar products previously delivered.

Pictures of the product are used to clarify the instructions in this manual. Details of the depicted product may deviate from your product.

Information available

On our website, <http://www.vermeiren.com/>, you will always find the most recent version of the information in this manual. Please consult this website regularly for possible updates.

Visually impaired people can download the electronic version of this manual and have it read out by means of a text-to-speech software application.

2 Your product





Fig 1. Components

3 Before use

3.1 Upon delivery

Unpack your product and verify if the delivery is complete. Following items should be included:

- Transfer board + swivel disc [A]
- 4 adjustment tips [B]
- 4 screws [C]
- 1 handgrip [D]
- 2 screws [E]
- Manual



Verify your product for transport damage. If you find any damages after delivery, contact the transporter.

3.2 Intended use

- Indications and contraindications: The transfer board allows full use for elderly people or for patients suffering from damage of the lower limbs, with limited or no mobility or strength in the lower limbs, but while maintaining stable trunk posture and function in the upper limbs. Not to be used for persons who have no walking ability. The transfer board shall be used by 1 person.
- The transfer board shall be used indoor, in a bathtub.
- The transfer board can be used for a bathtub with an inner width of 560-680 mm.
- The board shall not be used as toy for children.
- The board should only be used on horizontal, non-smooth surfaces of the bathtub edge.

- The manufacturer is not liable for damage caused by the lack of or improper service or as a result of not following instructions from this manual.

3.3 Safety instructions

- **Do not exceed the maximum user weight. The maximum user weight for the transfer board is 130 kg.**
- Use the transfer board on horizontal, non-smooth surfaces of the bathtub edge.
- Keep it away from children. The transfer board shall not be used as a toy.
- When it is used by or near children, invalids or disabled persons, close supervision is necessary.
- Be careful you do not place your fingers, clothes between the bathtub and transfer board when mounting the board in the bath.
- Check that the board can rest enough on the bath edge, that the inner width of the bathtub is not too large.
- Check that the board is properly fixed in the bathtub with the attachment tips.
- Do not use the transfer board when it is not working properly.

3.4 Symbols on the transfer board



Maximum mass



CE conformity



Type designation

4 Assembly

- ⚠ **CAUTION: Risk of injury - Check that the transfer board is well assembled.**

Mount / remove all the components as shown in the figure below.




Fig 2. Assembly / Disassembly transfer board

5 Using your transfer board

The transfer board can be mounted on the top of the bathtub and can easily be removed when not in use, so other persons can use the bath.

5.1 Mounting the transfer board:




Fig 3. Mounting / removing transfer board to the bath

⚠ CAUTION: Risk of injury

- Check that the board is properly fixed in the bathtub with the attachment tips ②.
- Check that the board can rest enough on the bath edge, that the inner width of the bathtub is not too large.
- Be careful not to place your fingers, clothes between the bathtub and transfer board when mounting the board in the bath.

1. Place the transfer board ① on the bath edge.
2. Move the attachment tips ② and position them against the bath edges.
3. Check that the transfer board is properly fixated to the bath.

5.2 Removing the transfer board from the bathtub:

1. Loosen the attachment tips ② from the bath.
2. Take the transfer board out the bath.

5.3 Turning or moving the transfer board:





Fig 4. Turning / moving the transfer board

⚠ CAUTION: Risk of injury - Check that the swivel disc is properly locked after turning.

Fig 5. Turning / Moving the transfer board



Let someone assist you for a smooth, safe turning of the transfer board.

1. Pull the plastic lip out of the hole.
2. Lift the legs of the patient up when turning to the washing position.
3. Turn the swivel disc to the desired position. The swivel disc can be locked in four 90° positions by placing the lip in one of the four locking holes. Move the swivel disc in a straight direction more towards the handgrip or away from the handgrip (range 100 mm: stepless).
4. Lock the swivel disc by placing the swivel disc in the correct locking hole.

5. Check that the swivel disc is properly locked.

5.4 Transfer to/from transfer board:

⚠ CAUTION: Risk of injury - Be careful that you not slip out on the bathroom floor.

1. Walk to the transfer board.
2. Place yourself on the board. For extra support you can grasp the handgrip. **Be careful that you do not slip on the floor.**
3. Swivel yourself into the bath for the washing position.

If you feel uncertain, ask someone to assist you.

5.5 Carrying the transfer board

The best way to carry the transfer board is to grasp the handgrip.

6 Maintenance

6.1 Cleaning and disinfection

Use a soft, damp cloth and lukewarm water with a mild household soap or disinfectant to clean the transfer board. Follow the instructions for use of the cleaning product. Avoid soaking. Do not use abrasive cleaning agents to clean.

When used in long-term care environments, follow the in-house instructions for cleaning and disinfection.

6.2 Inspection / Service / Repairs

The expected service life of your transfer board is 5 years. The lifespan is influenced by use, storage, maintenance, service and cleaning.

Before you resume use of the transfer board, it should be inspected on following points:

- Frame (deformation, stability, connections).

Your transfer board is constructed of plastic components.

Repairs and replacements may only be undertaken by trained persons, and only genuine replacement parts of Vermeiren should be used. Do not hesitate to use the services offered by your specialist dealer. He/she will be glad to assist you regarding any service and repairs.

6.3 Reuse

Before each reuse, have the transfer board disinfected, inspected and serviced according to the instructions in §6.1 and §6.2 .

6.4 Disposal at end of life

At end of life, you need to dispose your transfer board according to the local environmental legislation.

7 Technical specifications

⚠ WARNING: Risk of unsafe settings - Use only the settings described in this manual.

Brand	Vermeiren
Type	Rotating transfer board
Model	Vera
Width	350 mm
Length	730 mm
Height	175 mm
Seat height	NA
Dismantled height	40 mm
Diameter turning disc	325 mm
Distance swivel disc to handgrip	200 - 300 mm
Inner width bathtub	560 - 680 mm
Total weight	3,75 kg
Patient weight	max. 130 kg
Storage temperature	+5°C - +41°C
We reserve the right to introduce technical changes. Measurement tolerance +/- 15 mm / 1,5 kg / 1.5°	

Table des matières

Table des matières.....	1
1 Avant-propos.....	1
2 Votre produit	1
3 Avant l'utilisation	1
4 Montage.....	2
5 Utilisation de la planche de transfert.....	2
6 Maintenance	4
7 Caractéristiques techniques.....	4

1 Avant-propos

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en optant pour un produit **VERMEIREN**.

Avant d'utiliser la planche de transfert, lisez attentivement le mode d'emploi; il vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de ce produit.

Si vous avez encore des questions après la lecture de ce manuel, n'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur spécialisé. Il vous aidera volontiers.

Remarque importante

Pour assurer votre sécurité et prolonger la durée de vie de votre produit, prenez-en grand soin et faites-le contrôler ou entretenir régulièrement.

Ce manuel est le reflet des derniers développements du produit. Vermeiren a le droit d'apporter des modifications à ce type de produit sans être tenu d'adapter ou de remplacer des produits similaires fournis précédemment.

Les illustrations du produit sont utilisées afin de clarifier les instructions de ce manuel. Les détails du produit illustré peuvent diverger de votre produit.

Informations disponibles

Sur notre site Internet <http://www.vermeiren.com/>, vous trouverez toujours la dernière version des informations décrites dans le présent manuel. Veuillez consulter régulièrement ce site Internet pour connaître les éventuelles mises à jour.

Les personnes malvoyantes peuvent télécharger la version électronique de ce manuel et la lire au moyen d'une application de texte-parole.

2 Votre produit




Figure 1 Composants


- 1 = Poignée
- 2 = Plaque de transfert
- 3 = Pattes de fixation
- 4 = Trous d'évacuation
- 5 = Disque pivotant
- 6 = Plaque d'identification

3 Avant l'utilisation

3.1 Lors de la livraison

Déballer le produit et contrôlez si la livraison est complète. Se trouvent dans le paquet:

- Plaque de transfert + disque pivotant [A]
- 4 pattes [B]
- 4 Vis [C]
- 1 Poignée [D]
- 2 Vis [E]
- Mode d'emploi



Inspectez soigneusement l'expédition afin de vous assurer que le transport n'a occasionné aucun dommage. S'il s'avère que votre produit présente un défaut, prenez contact avec le transporteur.

3.2 Usage prévu


- Indications et contre-indications : La planche de transfert permet une utilisation complète pour les personnes âgées ou pour les patients souffrant de lésions des membres inférieurs, avec une mobilité ou une force limitée ou nulle dans les membres inférieurs, mais tout en maintenant une posture stable du tronc et une fonction dans les membres supérieurs. Ne pas utiliser pour les personnes qui n'ont pas la capacité de marcher. La planche de transfert peut être utilisée pour une personne.
- La planche de transfert peut uniquement être utilisée à l'intérieur, dans une baignoire.
- La planche de transfert peut être utilisée pour une baignoire avec une largeur intérieure allant de 560mm à 680mm.
- La planche ne peut pas être utilisée comme jouets pour les enfants.

- La planche peut seulement être utilisée sur des surfaces horizontales et pas lisses du bord de la baignoire.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'absence ou l'inadéquation de l'entretien, ou par le non-respect des instructions de ce manuel.

3.3 Consignes de sécurité

- **Ne dépassez pas le poids maxi supporté de 130 kg.**
- Utilisez la planche de transfert sur une surface horizontale et non lisse du bord de la baignoire.
- Gardez le à distance des enfants. La planche de transfert ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- Quand la planche est utilisé par des enfant ou à proximité enfants, une surveillance est nécessaire.
- Attention à ne pas coincer vos doigts ou vêtement entre la planche de transfert et la baignoire lors de l'installation.
- Vérifiez que la baignoire ne soit pas trop large pour que la planche de transfert soit correctement installée.
- Contrôlez que la planche de transfert est à nouveau bien fixé dans la baignoire à l'aide des pattes de fixation.
- N'utilisez pas la planche de transfert lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.

3.4 3.4 Symboles sur la planche

 Poids maximum

 Conformité CE

 Désignation type

4 Montage

- ⚠ ATTENTION : Risque de lésion – Vérifiez que la planche de transfert est correctement assemblée.**

Assemblez chaque partie comme indiqué ci-dessous.




Figure 2 Montage / démontage de la planche de transfert

5 Utilisation de la planche de transfert

La planche de transfert peut être placée sur la partie supérieure de la baignoire et peut facilement être enlevé lorsqu'il n'est pas utilisé. Alors, d'autres personnes peuvent utiliser la baignoire.

5.1 Montage de la planche de transfert dans la baignoire :




Figure 3 Montage / démontage de la planche de transfert dans la baignoire

- ⚠ ATTENTION : Risque de lésion**
- Vérifiez que la planche de transfert est correctement installée et fixée sur la baignoire ②.
 - Vérifiez que la baignoire ne soit pas trop large pour que la planche de transfert soit correctement installée.
 - Attention à ne pas coincer vos doigts ou vêtement entre la planche de transfert et la baignoire lors de l'installation.

1. Placez la planche de transfert ① sur la baignoire.
2. Ajustez les pattes ② contre la baignoire afin de fixer la planche.
3. Contrôlez que la planche de transfert est bien fixée dans la baignoire.

5.2 Démontage de la planche de transfert de la baignoire :

1. Desserrez les pattes ② de la baignoire.
2. Enlevez la planche de transfert de la baignoire.

5.3 Tourner ou bouger la planche de transfert:





Figure 4 Tourner / bouge la planche de transfert

⚠ ATTENTION : Risque de lésion - Contrôlez que le disque pivotant est à nouveau bien bloqué après le mouvement de rotation.

Faites-vous aider par quelqu'un pour un mouvement de rotation aisé et sécurisé de la planche de transfert dans la baignoire.

1. Tirez les lèvres en plastique.
2. Soulevez les jambes du patient lorsque vous tournez le patient en position pour le bain.
3. Tournez le disque pivotant dans la position souhaitée. Le disque pivotant peut être bloqué dans quatre positions à 90° en plaçant la lèvre dans l'un des quatre trous de blocage. Placez le disque dans une position droite, plus ou moins éloignée des poignées (ajustement 100 mm : en continu).
4. Bloquez le disque pivotant en plaçant le dans le bon trou de blocage.
5. Vérifiez que le disque pivotant est fixé fermement.

Figure 5 Tourner / bouger la planche de transfert



5.4 Transfert de/vers la planche de transfert

⚠ ATTENTION : Risque de lésion - Faites attention à ne pas glisser sur le sol de la salle de bains.

1. Déplacez-vous vers la planche de transfert.
2. Installez-vous sur la planche. Vous pouvez saisir la poignée pour une assistance supplémentaire. **Veillez à ne pas glisser sur le sol.**
3. Faites pivoter la planche dans la position pour vous laver.

Si vous n'êtes pas certains, demandez de l'aide à quelqu'un.

5.5 Porter la planche de transfert

La meilleure manière de porter la planche de transfert est d'agripper le à la poignée.

6 Maintenance

6.1 Nettoyage et désinfection

Nettoyez la planche de transfert à l'aide d'un chiffon doux et humide, de l'eau tiède et du savon doux pour la maison ou un désinfectant. Suivez les instructions d'utilisation du produit de nettoyage. Évitez que les pièces ne soient trempées. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

En cas d'utilisation dans un environnement de soins de longue durée, suivez les instructions internes pour le nettoyage et la désinfection.

6.2 Inspection / Entretien / Réparation

La durée de vie prévue de votre planche de transfert est de 5 ans. La durée de vie est influencée par son utilisation, son entreposage, son entretien, son service et son nettoyage.

Avant que vous ne commenciez à utiliser votre planche de transfert, vous devez contrôler les points suivants :

- Châssis (déformations, stabilité, connexions).

Votre planche est fabriqué en plastique.

Les réparations et les remplacements ne peuvent être réalisés que par des personnes formées, et seules des pièces de remplacement d'origine de Vermeiren peuvent être utilisées. N'hésitez pas à recourir au service qui vous est proposé par votre commerçant spécialisé. Ce dernier ne manquera pas de vous venir en aide pour tout ce qui a trait au service et aux réparations.

6.3 Réutilisation

Avant chaque réutilisation, faites désinfecter, inspecter et entretenir la planche de transfert conformément aux instructions de §6.1 et §6.2.

6.4 Évacuation

À la fin de sa durée de vie, votre planche de transfert doit être évacué conformément à la législation environnementale locale.

7 Caractéristiques techniques

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de réglages dangereux - N'utilisez que les réglages décrits dans ce manuel.

Marque	Vermeiren
Type	Planche de transfert de bain
Modèle	Vera
Largeur	350 mm
Longueur	730 mm
Hauteur	175 mm
Hauteur d'assise	Non applicable
Hauteur démonté	40 mm
Diamètre disque pivotant	325 mm
Distance du disque aux poignées	200 - 300 mm
Largeur intérieure de la baignoire (réglages des pattes de fixation)	560 - 680 mm
Masse totale	3,75 kg
Poids des patients	Max. 130 kg
Température de stockage	+5°C - +41°C
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesure +/- 15 mm / 1,5kg / 1,5°	

Inhoud

Inhoud.....	1
1 Voorwoord	1
2 Uw product	1
3 Voor gebruik	1
4 Montage.....	2
5 Het transferbord gebruiken	2
6 Onderhoud.....	4
7 Technische gegevens.....	4

1 Voorwoord

Bedankt voor uw vertrouwen in de producten van **VERMEIREN**.

Lees de handleiding aandachtig voordat u het transferbord gebruikt, zodat u vertrouwd raakt met het product.

Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij zal u met plezier verder helpen.

Belangrijke opmerking

Om uw veiligheid te garanderen, en om de levensduur van uw product te verlengen, raden we u aan om er goed zorg voor te dragen en om regelmatig nazicht en onderhoud te laten uitvoeren.

Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma Vermeiren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan dit type product door te voeren zonder verplicht te zijn om voordien geleverde producten aan te passen of te vervangen.

Afbeeldingen van het product worden gebruikt om de instructies in deze handleiding te verduidelijken. Details van het afgebeelde product kunnen afwijken van uw aangekochte product.

Beschikbare informatie

Op onze website <http://www.vermeiren.com/> kan u steeds de meest recente versie terugvinden van de informatie in deze handleiding. Contacteer deze website regelmatig voor mogelijke updates.

Mensen met een visuele beperking kunnen de elektronische versie van deze handleiding downloaden en laten voorlezen door een tekst-naar-spraak programma.

2 Uw product





Fig 1. Onderdelen

3 Voor gebruik

3.1 Bij levering

Pak het product uit en controleer of de levering volledig is. In het pakket zitten:

- Transferbord + draaibare schijf [A]
- 4 Bevestigingspoten [B]
- 4 Schroeven [C]
- 1 Handgrip [D]
- 2 Schroeven [E]
- Handleiding



Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer blijkt dat uw product een defect vertoont, neem dan contact op met de transporteur.

3.2 Bedoeld gebruik

- Indicaties en contra-indicaties: Het transferbord maakt volledig gebruik mogelijk voor bejaarden of voor patiënten met schade aan de onderste ledematen, met beperkte of geen mobiliteit of kracht in de onderste ledematen, maar met behoud van een stabiele romphouding en functie in de bovenste ledematen. Niet te gebruiken voor personen die niet kunnen lopen. Het transferbord kan gebruikt worden voor 1 persoon.
- Het transferbord kan enkel binnenshuis gebruikt worden, in een bad.
- Het transferbord kan worden gebruikt voor een badkuip met een inwendige breedte van 560 tot 680 mm.
- Het bord mag niet gebruikt worden als speelgoed voor kinderen.
- Het bord mag alleen worden gebruikt op horizontale, niet gladde oppervlakken van de badrand.

- Vermeiren is niet aansprakelijk voor schade door gebrekkig of onvoldoende onderhoud of als gevolg van het niet naleven van instructies van deze handleiding.

3.3 Veiligheidsinstructies

- Gebruik niet meer dan de toelaatbare belasting. De toelaatbare belasting voor uw transferbord bedraagt 130 kg.
- Gebruik het transferbord op horizontale, niet-gladde oppervlak van de badkuip rand.
- Houd het product weg van kinderen. Gebruik het transferbord niet als speelgoed.
- Wanneer het gebruikt wordt door of vlakbij kinderen, gehandicapten, of mindervaliden dan is een goed toezicht noodzakelijk.
- Zorg ervoor dat u uw vingers, kledij niet tussen de badkuip en transferbord plaatst tijdens het monteren van het bord in het bad.
- Zorg ervoor dat het bord genoeg op de badrand kan rusten, dat de inwendige breedte van de badkuip niet te groot is.
- Zorg ervoor dat het bord goed is vastgemaakt in de badkuip met behulp van de bevestigingspoten.
- Gebruik het transferbord niet als dit niet correct werkt.

3.4 Symbolen op het transferbord



Maximum gewicht



CE conformiteit



Type aanduiding

4 Montage

- ⚠ **VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer of het transferbord op de juiste manier is gemonteerd.**

Monteer / verwijder alle onderdelen zoals op onderstaande figuur is aangegeven.




Fig 2. Monteren / Verwijderen van het transferbord

5 Het transferbord gebruiken

Het transferbord kan geplaatst worden aan de bovenkant van de badkuip en kan gemakkelijk terug verwijderd worden wanneer het niet in gebruik is. Zo kunnen andere personen ook van het bad gebruik maken.

5.1 Het transferbord in de badkuip monteren:




Fig 3. Monteren / verwijderen van het transferbord in het bad

- ⚠ **VOORZICHTIG: Risico op letsel**
- **Controleer of het transferbord goed is vastgemaakt in het bad met behulp van de bevestigingspoten ②.**
- **Controleer of het bord genoeg op de badrand kan rusten, dat de inwendige breedte van de badkuip niet te groot is.**
- **Zorg ervoor dat u uw vingers, kledij niet tussen badkuip en transferbord plaatst tijdens het monteren van het bord in het bad.**

1. Plaats het transferbord ① op de badrand.
2. Beweeg de bevestigingspoten ② en positioneer deze tegen de badrand.
3. Controleer of het transferbord goed is vastgemaakt in het bad.

5.2 Het transferbord verwijderen uit de badkuip:

1. Maak de bevestigingspoten ② los van het bad.
2. Neem het transferbord uit het bad.

5.3 Het transferbord draaien of bewegen:





Fig 4. Draaien / bewegen van het transferbord

⚠ VOORZICHTIG: Risico op letsel - Controleer of de draaibare schijf terug goed geblokkeerd is na de draai-beweging.

Laat iemand u helpen voor een vlotte, veilige draai-beweging van het transferbord.

1. Trek de kunststoffen lip uit de boring.
2. Til de benen van de patiënt naar boven wanneer u de patiënt naar de waspositie draait.
3. Draai de draaischijf naar de gewenste positie. De schijf kan geblokkeerd worden in vier 90° posities door de lip in één van de vier blokkeerboringen te plaatsen. Beweeg de draaibare schijf in een rechtlijnige beweging meer naar de handgreep of weg van de handgreep (bereik 100 mm: traploos).
4. Blokkeer de draaibare schijf door deze in de juiste blokkeerboring te plaatsen.
5. Controleer of de draaibare schijf terug goed is vastgemaakt.

Fig 5. Draaien / Bewegen van het transferbord



5.4 Transfer van/naar het transferbord:

⚠ VOORZICHTIG: Risico op letsel - Let op dat u niet uitglijdt op de vloer van de badkamer.

1. Wandel naar het transferbord.
2. Plaatst u zich op het bord. U kan de handgreep vastnemen voor extra ondersteuning. **Let op dat u niet uitglijdt op de vloer.**
3. Draai uzelf in het bad naar de positie om te wassen.

Indien u zich onzeker voelt, vraag dan iemand om u te assisteren.

5.5 Het transferbord dragen

De beste manier om het transferbord te dragen, is om het vast te nemen bij de handgreep.

6 Onderhoud

6.1 Reinigen en desinfecteren

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauwwarm water met een milde huishoudelijke zeep of desinfectiemiddel om het transferbord schoon te maken. Vermijd dat onderdelen doorweekt raken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuren.

Volg bij gebruik in een omgeving voor langdurige zorg de interne instructies voor reiniging en desinfectie.

6.2 Inspectie / Onderhoud / Reparatie

De verwachte levensduur van uw transferbord is 5 jaar. De levensduur wordt beïnvloed door zijn gebruik, opslag, onderhoud, service en reiniging.

Voordat u uw transferbord gebruikt, moet deze nagekeken worden op volgende punten:

- Frame (vervormingen, stabiliteit, verbindingen).

Het transferbord is opgebouwd uit plastic onderdelen.

Reparaties en vervangingen mogen enkel door opgeleide personen gebeuren en enkel met originele vervangonderdelen van Vermeiren. Aarzel niet om de service die door uw vakhandelaar aangeboden wordt, te gebruiken. Hij/Zij zal u graag helpen met betrekking tot service en reparaties.

6.3 Hergebruik

Voor ieder hergebruik moet het transferbord gedesinfecteerd, geïnspecteerd en onderhouden worden volgens de instructies in §6.1 en §6.2.

6.4 Beëindiging van gebruik

Aan het eind van de levensduur dient u uw transferbord af te voeren volgens de lokale milieuwetgeving.

7 Technische gegevens

⚠ WAARSCHUWING: Risico bij onveilige instellingen - Gebruik enkel de instellingen beschreven in deze handleiding.

Merk	Vermeiren
Type	Draaibaar transferbord
Model	Vera
Breedte	350 mm
Lengte	730 mm
Hoogte	175 mm
Zithoogte	N.V.T.
Gedemonteerde hoogte	40 mm
Diameter draaibare schijf	325 mm
Afstand draaibare schijf tot handgreep	200 - 300 mm
Inwendige breedte badkuip (verstelbare bevestigingspoten)	560 - 680 mm
Totaal gewicht	3,75 kg
Patiënten gewicht	max. 130 kg
Opslag temperatuur	+5°C - +41°C
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie: +/- 15 mm / 1,5kg / 1,5°	

Inhalt

Inhalt.....	1
1 Vorwort.....	1
2 Ihr Produkt.....	1
3 Vor der Benutzung.....	1
4 Montage.....	2
5 Verwenden des Rutschbretts.....	2
6 Technische Daten.....	4
7 Wartung.....	4

1 Vorwort

Zunächst möchten wir uns für das Vertrauen bedanken, das Sie in uns gesetzt haben, indem Sie sich für ein **VERMEIREN**-Produkt entschieden haben.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Rutschbretts gründlich die Gebrauchsanweisung; sie soll Sie im Umgang mit diesem Produkt vertraut machen.

Sollten Sie nach der Lektüre dieses Handbuchs noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Fachhändler wenden. Er wird Ihnen gerne in dieser Angelegenheit weiterhelfen.

Wichtiger Hinweis

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Nutzungsdauer Ihres Produkts zu verlängern, sollten Sie es gut behandeln und regelmäßig überprüfen und/oder warten lassen.

Dieses Handbuch enthält die neuesten Produktentwicklungen. Vermeiren behält sich das Recht vor, Veränderungen an dieser Art von Produkt vorzunehmen, ohne eine Verpflichtung einzugehen, ähnliche bereits ausgelieferte Produkte anzupassen oder auszutauschen.

Abbildungen des Produkts dienen zur Verdeutlichung der Anweisungen in diesem Handbuch. Das gezeigte Produkt kann in Details von Ihrem Produkt abweichen.

Verfügbare Informationen

Auf unserer Webseite <http://www.vermeiren.com/> finden Sie stets die aktuellste Version der in diesem Handbuch beschriebenen Informationen. Informieren Sie sich bitte regelmäßig auf dieser Website nach eventuell verfügbaren Aktualisierungen.

Sehbehinderte Menschen können sich die elektronische Version dieses Handbuchs herunterladen und mit Hilfe einer Sprachsyntheselösung („Text-to-Speech-Software“) vorlesen lassen.

2 Ihr Produkt




Abb. 1. Bauteile


- 1 = Handgriffe
- 2 = Rutschbrett
- 3 = Einstellfüße
- 4 = Ablaufbohrungen
- 5 = Drehteller
- 6 = Typenschild

3 Vor der Benutzung

3.1 Bei Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Zum Lieferumfang gehören:

- Rutschbrett + Drehteller [A]
- 4 Einstellfüße [B]
- 4 Schrauben [C]
- 1 Handgriffe [D]
- 2 Schrauben [E]
- Gebrauchsanweisung



Prüfen Sie die Sendung sorgfältig auf Transportschäden. Sollten Sie nach der Auslieferung Schäden feststellen, wenden Sie sich an den Frachtführer.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Indikationen und Kontraindikationen: Das Transferbrett ist für ältere Menschen oder für Patienten mit Schäden an den unteren Gliedmaßen geeignet, die nur eine eingeschränkte oder gar keine Beweglichkeit oder Kraft in den unteren Gliedmaßen haben, aber eine stabile Rumpfhaltung und Funktion der oberen Gliedmaßen beibehalten können. Nicht geeignet für Personen mit Gehunfähigkeit. Das Rutschbrett darf nur von einer Person genutzt werden.
- Das Rutschbrett ist für die Verwendung im häuslichen Umfeld, in einer Badewanne vorgesehen.

- Das Rutschbrett kann in Badewannen mit Innenbreiten von 560 bis 680 mm verwendet werden.
- Das Rutschbrett darf nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden.
- Das Rutschbrett darf nur auf horizontalen, nicht glatten Oberflächen des Badewannenrands verwendet werden.
- Für Schäden durch nicht oder mangelhaft durchgeführte Wartung oder durch Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung.

3.3 Sicherheitshinweise

- **Überlasten Sie nicht den Sitz. Das Produkt darf mit max. 130 kg belastet werden.**
- Verwenden Sie das Rutschbrett nur auf horizontalen, nicht glatten Oberflächen des Badewannenrands.
- Halten Sie das Rutschbrett fern von Kindern. Er ist kein Kinderspielzeug.
- Sollte das Rutschbrett von Kindern (oder in deren Nähe) oder von behinderten Personen genutzt werden, so ist dies nur unter Beaufsichtigung zulässig.
- Achten Sie während des Aufbaus darauf, dass keine Finger oder Kleidungsstücke zwischen das Rutschbrett und den Badewannenrand geraten.
- Prüfen Sie, ob das Rutschbrett ausreichend fest montiert werden kann und dass die Innenbreite der Badewanne nicht zu groß dafür ist.
- Achten Sie darauf, dass der Rutschbrett mit den Einstellfüßen sicher an der Badewanne befestigt ist.
- Nutzen Sie den Rutschbrett nicht, wenn Teile von ihm defekt sind.

3.4 Symbole an das Rutschbrett



Max. zulässiges Gewicht



CE-Konformität



Typenbezeichnung

4 Montage

- ⚠ VORSICHT: Verletzungsgefahr** - Stellen Sie sicher, dass das Rutschbrett fest montiert ist.

Montieren oder demontieren Sie alle Komponenten wie in der Abbildung 2 gezeigt.




Abb. 2. Zusammenbauen / Zerlegen Rutschbrett

5 Verwenden des Rutschbretts

Das Rutschbrett wird oben auf einer Badewanne montiert und lässt sich leicht entfernen, wenn es nicht in Gebrauch ist. So können andere Personen die Badewanne benutzen.

5.1 Befestigen des Rutschbretts an einer Badewanne:




Abb. 3. Befestigen / Abbauen des Rutschbretts an einer Badewanne

- ⚠ VORSICHT: Verletzungsgefahr**
- Achten Sie darauf, dass das Rutschbrett mit den Einstellfüßen ② sicher an der Badewanne befestigt ist.
 - Prüfen Sie, ob das Rutschbrett ausreichend fest montiert werden kann und dass die Innenbreite der Badewanne nicht zu groß dafür ist.
 - Achten Sie während des Aufbaus darauf, dass keine Finger oder Kleidungsstücke zwischen das Rutschbrett und den Badewannenrand geraten.

1. Setzen Sie das Rutschbrett ① auf dem Badewannenrand auf.
2. Bewegen Sie die Einstellfüße ② von innen gegen des Badewannenrand.
3. Achten Sie darauf, dass das Rutschbrett sicher an der Badewanne befestigt ist.

5.2 Abbauen des Rutschbretts von der Badewanne:

1. Lösen Sie die Einstellfüße ② von der Badewanne.
2. Nehmen Sie das Rutschbrett von der Badewanne.

5.3 Drehen oder Bewegen des Drehtellers:




Abb. 4. Drehen oder Bewegen des Drehtellers

⚠ VORSICHT: Verletzungsgefahr – Stellen Sie sicher, dass das Rutschbrett vor dem Drehen/ Bewegen des Drehtellers korrekt arretiert ist.


Lassen Sie sich beim Drehen auf dem Drehteller helfen, um den Drehvorgang möglichst ruckfrei und sicher durchzuführen.

1. Ziehen Sie die Plastikklippe aus dem Loch im Brett.
2. Heben Sie die Beine des Patienten, wenn Sie den Drehteller in die Waschposition drehen.
3. Drehen Sie den Drehteller in die gewünschte Position. Der Drehteller lässt sich in vier 90° -Positionen arretieren, indem Sie den Plastikklippe in eine der vier Verriegelungslochungen einrasten lassen.

Bewegen Sie des Drehteller mehr in Richtung des Handgriffs oder entgegengesetzt.

4. Verriegeln Sie den Drehteller, indem Sie den Drehteller in die richtige Verriegelungslochung einrasten lassen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Drehteller korrekt arretiert ist.

Abb. 5. Drehen / Bewegen des Drehtellers



5.4 Ein- und Ausstieg aus dem Rutschbrett

⚠ VORSICHT: Verletzungsgefahr – Achten Sie darauf, nicht auf dem Badezimmerboden auszurutschen.

1. Gehen Sie bis zum Rutschbrett.
2. Setzen Sie sich auf das Rutschbrett. Für zusätzlichen Halt können Sie den Handgriff greifen. **Achten Sie darauf, nicht auf dem Boden auszurutschen.**
3. Heben Sie die Beine an und drehen Sie sich in die Badewanne.

Fühlen Sie sich dabei unsicher, bitten Sie um Hilfe.

5.5 Transportieren des Rutschbretts

Nehmen Sie das Rutschbrett am Handgriff und heben Sie es an.

6 Technische Daten

⚠ WARNUNG: Nutzen Sie das Produkt nur gemäß den technischen Vor- und Angaben dieser Gebrauchsanweisung.

Hersteller	Vermeiren
Typ	Rutschbrett mit Drehteller
Modell	Vera
Breite	350 mm
Länge	730 mm
Höhe	175 mm
Sitzhöhe	nicht zutreffend
Höhe zerlegt	40 mm
Durchmesser Drehteller	325 mm
Abstand Drehteller zum Handgriff	200 - 300 mm
Innenbreite Badewanne (Einstellung Feststellfüße)	560 - 680 mm
Gesamtgewicht	3,75 kg
Tragfähigkeit	max. 130 kg
Temperaturbereich für Lagerung	+5°C - +41°C
Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranz +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

7 Wartung

7.1 Reinigung und Desinfektion

Verwenden Sie zum Reinigen des Rutschbretts ein weiches, feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser mit einer milden Seifenlösung oder Desinfektionsmittel für den Haushalt. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels. Vermeiden Sie eine Durchnässung der Teile. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Beim Einsatz in der Langzeitpflege sind die hausinternen Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion zu beachten.

7.2 Inspektion / Wartung / Reparatur

Die erwartete Nutzungsdauer Ihres Rutschbretts beträgt 5 Jahre. Die Lebensdauer Ihres Rutschbretts hängt von der Art der Nutzung, der Einlagerung, der Pflege, Wartung und Reinigung ab.

Bevor Sie Ihren Rutschbrett wieder nutzen, muss dieser auf die folgenden Punkte kontrolliert werden:

- Rahmen (Verformung, Standsicherheit, Verschraubungen).

Ihr Rutschbrett besteht aus Kunststoffkomponenten.

Reparaturen und Erneuerungen dürfen nur von geschultem Personal und mit Original-Ersatzteilen von Vermeiren durchgeführt werden. Fühlen Sie sich frei, den von Ihrem Fachhändler angebotenen Service zu nutzen. Er wird Ihnen gerne in Bezug auf Service und Reparaturen behilflich sein.

7.3 Wiedereinsatz

Lassen Sie das Rutschbrett vor jeder Wiederverwendung gemäß den Anweisungen in §7.1 und §7.2 desinfizieren, inspizieren und warten.

7.4 Entsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer muss das Rutschbrett in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen entsorgt werden.

Sommario

Sommario.....	1
1 Premessa	1
2 Il prodotto.....	1
3 Prima dell'uso	1
4 Montaggio.....	2
5 Utilizzo del dispositivo.....	2
6 Manutenzione	3
7 Dati tecnici	4

1 Premessa

Ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto di un articolo di nostra produzione.

Prima di utilizzare il dispositivo di trasferimento leggere attentamente le presenti istruzioni, allo scopo di acquisire familiarità con il prodotto.

Per eventuali ulteriori domande successive alla lettura di questo manuale, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato, che sarà lieto di fornire un supporto.

Nota importante

Per garantire la propria sicurezza e prolungare la durata del prodotto, trattarlo con cura e farlo controllare e/o sottoporlo a manutenzione con regolarità.

Questo manuale rispecchia gli sviluppi più recenti del prodotto. Vermeiren si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza alcun obbligo di adattare o sostituire i prodotti analoghi consegnati in precedenza.

Le immagini del prodotto vengono utilizzate per chiarire le istruzioni contenute nel manuale. I dettagli del prodotto raffigurato possono essere diversi da quelli del prodotto in uso.

Informazioni disponibili

Sul sito Web di Vermeiren, all'indirizzo <http://www.vermeiren.com/>, è sempre disponibile la versione più recente delle informazioni contenute in questo manuale. Visitare con regolarità tale sito per verificare l'esistenza di eventuali aggiornamenti.

Le persone ipovedenti possono scaricare la versione elettronica di questo manuale e farlo leggere da un software applicativo di sintesi vocale.

2 Il prodotto




Fig 1. Componenti

3 Prima dell'uso

3.1 Alla consegna

Disimballare il prodotto e verificare che tutti i componenti siano stati consegnati. Devono essere incluse le parti seguenti:

- Tavola di trasferimento + disco girevole [A]
- 4 Piedini regolabili [B]
- 4 Viti [C]
- 1 Impugnatura [D]
- 2 Viti [E]
- Manuale



Verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto. Se si rilevano danni dopo la consegna, mettersi in contatto con il proprio fornitore.

3.2 Uso previsto

- Indicazioni e controindicazioni: La tavola di trasferimento consente l'uso completo per persone anziane o per pazienti con danni agli arti inferiori, con mobilità o forza limitata o nulla negli arti inferiori, ma mantenendo una postura stabile del tronco e la funzionalità degli arti superiori. Non deve essere utilizzata per persone che non hanno capacità di deambulazione. Il dispositivo di trasferimento deve essere utilizzato da una persona sola.
- Deve essere utilizzato in ambienti interni, in una vasca da bagno.
- E' può essere utilizzato con vasche da bagno la cui larghezza interna è compresa tra 560 e 680 mm.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato come gioco per i bambini.
- Dev'essere usato esclusivamente in orizzontale, posizionato su superfici non scivolose sul bordo della vasca.

- La casa costruttrice non può essere ritenuta responsabile per danni causati da mancanza di manutenzione adeguata o risultanti dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale.

3.3 Istruzioni di sicurezza

- **Non sovraccaricare la tavola. La portata massima è di Kg.130.**
- Utilizzare la tavola in orizzontale, posizionato su superfici non scivolose sul bordo della vasca.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. La tavola non deve essere utilizzata come giocattolo.
- Se viene utilizzata da o vicino a bambini, invalidi o disabili, è necessaria la supervisione di un adulto.
- Stare attenti di non mettere le dita, i vestiti tra il dispositivo ed i fissaggi mentre si sta montando la tavola.
- Accertarsi che la tavola sia ben posizionata sui bordi della vasca e che non sia troppo larga o troppo stretta.
- Verificare che il dispositivo sia fissato correttamente alla vasca con gli attacchi.
- Non utilizzare la tavola quando non funziona correttamente.

3.4 Simboli presenti sulla tavola



Peso massimo



Conformità CE



Modello

4 Montaggio

- ⚠ **ATTENZIONE: rischio di lesioni - Verificare che il dispositivo di trasferimento sia fissato saldamente.**




Fig 2. Montaggio /Smontaggio del dispositivo

Montare/ Smontare tutti i componenti come indicato nella figura di seguito.

5 Utilizzo del dispositivo

La tavola di trasferimento può essere montata sopra la vasca e può essere rimossa facilmente quando non la si utilizza. In tal modo, anche altre persone possono servirsi della vasca.

5.1 Montaggio della tavola sulla vasca:




Fig 3. Montaggio / rimozione de la tavola dalla vasca

- ⚠ **ATTENZIONE: Rischio di lesioni**
- **Verificare che il dispositivo sia fissato correttamente alla vasca con i pedini di fissaggio ②.**
- **Accertarsi che la tavola sia ben posizionata sui bordi della vasca e che non sia troppo larga o troppo stretta.**
- **Stare attenti di non mettere le dita, i vestiti tra il dispositivo ed i fissaggi mentre si sta montando la tavola.**

1. Posizionare la tavola di trasferimento ① sui bordi della vasca.
2. Regolare i piedini ② e posizionarli contro i bordi.
3. Verificare che il dispositivo sia fissato correttamente e saldamente alla vasca.

5.2 Rimozione della tavola dalla vasca:

1. Allentare le i peidini ② sbloccandole dal bordo della vasca.
2. Rimuovere la tavola dalla vasca.

5.3 Ruotare o muovere la tavola di trasferimento:





Fig 4. Ruotare/Muovere la tavola di trasferimento

⚠ ATTENZIONE: Rischio di lesioni -
Verificare che il sedile girevole sia saldamente bloccato prima di ruotarlo.

Fig 5. Ruotare / Muovere il dispositivo di trasferimento



Farsi assistere da qualcuno per eseguire una rotazione della tavola di trasferimento sicura e senza problemi.

1. Tirare fuori dal foro il fermo in plastica.
2. Sollevare le gambe del paziente durante la rotazione in posizione di lavaggio.
3. Ruotare il sedile nella posizione desiderata. Lo stesso può essere bloccato in quattro posizioni a 90° collocando il fermo in uno dei quattro fori di bloccaggio. Spostare il sedile girevole. Spostare il sedile dritto verso la maniglia o dall'altra parte (raggio 100 mm).
4. Bloccare il sedile posizionandolo ad una regolazione nel foro di bloccaggio corretto.
5. Verificare che il sedile sia bloccato correttamente.

IT

5.4 Posizionamento del paziente sul dispositivo:

⚠ ATTENZIONE: Rischio di lesioni -
Prestare attenzione a non scivolare sul pavimento del bagno.

1. Avvicinarsi al dispositivo.
2. Posizionarsi sulla tavola. Per avere un ulteriore supporto, è possibile afferrare le impugnature. **Prestare attenzione a non scivolare sul pavimento.**
3. Girarsi verso l'interno della vasca fino alla posizione desiderata.

Nell'incertezza, chiedere assistenza a qualcuno.

5.5 Trasporto del dispositivo di trasferimento

Il modo migliore per spostare la tavola è afferrarla dalla maniglia.

6 Manutenzione

6.1 Pulizia e disinfezione

Per pulire il dispositivo di trasferimento, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un detergente delicato per la casa o un disinfettante. Seguire le istruzioni per l'uso del prodotto di pulizia. Non immergere il deambulatore. Non utilizzare detersivi abrasivi per la pulizia.

In caso di utilizzo in ambienti di assistenza a lungo termine, seguire le istruzioni interne per la pulizia e la disinfezione.

6.2 Ispezione / assistenza / riparazioni

La durata media prevista della tavola è di 5 anni. La durata è influenzata dalle modalità di uso, stoccaggio, manutenzione, assistenza e pulizia.

Prima di riprendere a utilizzare il dispositivo, occorre ispezionarlo in relazione ai seguenti punti:

- Telaio (deformazione, stabilità e collegamenti).

Il dispositivo è costruito con componenti in plastica.

Riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite esclusivamente da personale con un'opportuna formazione e utilizzando unicamente ricambi originali Vermeiren. Non esitare a utilizzare i servizi offerti dal proprio concessionario autorizzato, che sarà lieto di fornire un supporto per l'assistenza e le riparazioni.

6.3 Riutilizzo

Prima di ogni riutilizzo, disinfettare il dispositivo, verificarlo e fare la manutenzione come indicato in §**Error! Reference source not found.** e §6.2.

6.4 Smaltimento

A fine vita, occorre smaltire il dispositivo conformemente alla legislazione ambientale locale.

7 Dati tecnici

⚠ AVVERTENZA: Pericolo di limiti non sicuri. Utilizzare solo nei limiti descritti nel presente manuale.

Produttore	Vermeiren
Tipo	Dispositivo di trasferimento rotante
Modello	Vera
Larghezza	350 mm
Lunghezza	730 mm
Altezza	175 mm
Altezza sedile	non applicabile
Altezza quando smontata	40 mm
Diametro del disco rotante	325 mm
Distanza dal disco alla maniglia	200 - 300 mm
Larghezza interna della vasca	560 - 680 mm
Peso totale	3,75 kg
Peso del paziente	max. 130 kg
Temperatura conservazione	+5°C - +41°C

La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.
Tolleranza +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°

Índice

Índice	1
1 Introducción	1
2 Su producto	1
3 Antes de su uso	1
4 Montaje	2
5 Uso de la tabla de transferencia	2
6 Mantenimiento	4
7 Datos técnicos	4

1 Introducción

En primer lugar, queremos agradecerle la confianza que ha puesto en nosotros eligiendo un producto **VERMEIREN**.

Antes de usar la tabla de transferencia, lea atentamente el manual de instrucciones: lo ayudará a familiarizarse con este producto.

Si todavía tiene alguna duda después de leer este manual, contacte con su distribuidor especializado, estará encantado de ayudarle.

Nota importante

Para garantizar su seguridad y prolongar la vida útil de su producto, cuídalo bien y asegúrese de realizar revisiones y mantenimientos de manera regular.

Este manual refleja los desarrollos más recientes del producto. Vermeiren se reserva el derecho a implementar cambios en este tipo de producto sin que ello suponga obligación alguna de adaptar o cambiar productos similares previamente entregados.

Las imágenes del producto están presentes para clarificar las instrucciones contenidas en este manual. Los detalles del producto mostrado pueden variar con su producto.

Información disponible

En nuestro sitio web <http://www.vermeiren.com/> siempre encontrará la versión más reciente de la información en este manual. Consulte este sitio web de manera regular para estar al tanto de posibles actualizaciones.

Las personas con discapacidad visual pueden descargarse la versión electrónica del manual y utilizar un software de síntesis de voz para poder oír su contenido.

2 Su producto




Fig. 1. Componentes

3 Antes de su uso

3.1 Entrega

Desembale el producto y compruebe que incluye todos los componentes. El paquete debe contener los siguientes elementos:

- tabla de transferencia + disco giratorio [A]
- 4 puntas de ajuste [B]
- 4 tornillos [C]
- 1 empuñadura [D]
- 2 tornillos [E]
- manual



Compruebe que el producto no haya sufrido daños durante el transporte. Si detectase algún defecto en el producto, contacte con el transportista.

3.2 Uso previsto

- Indicaciones y contraindicaciones: La tabla de transferencia permite un uso completo para personas mayores o para pacientes que sufren daños en las extremidades inferiores, con movilidad o fuerza limitada o nula en las extremidades inferiores, pero manteniendo una postura estable del tronco y una función en las extremidades superiores. No debe utilizarse para personas que no tienen capacidad de caminar. La tabla de transferencia debe ser usado por una persona.
- La tabla de transferencia se debe utilizar en interiores, en una bañera.
- La tabla de transferencia se puede utilizar en una bañera con una profundidad interior de 560 a 680 mm.

ES

- La tabla no se debe utilizar como diversión para niños.
- La tabla solo se debe utilizar en posición horizontal, en superficies no pulidas de la bañera.
- El fabricante no asumirá responsabilidad alguna por los daños causados por la falta de mantenimiento, por un mantenimiento inadecuado o si no se siguen las instrucciones indicadas en este manual.

3.3 Instrucciones de seguridad

- **No sobrepasar dicho peso. La presión máxima para este aparato es de 130 Kg.**
- Utilice la tabla de transferencia en posición horizontal, en superficies no pulidas de la bañera.
- Manténgalo alejado de los niños. La tabla de transferencia no se usa como un juguete.
- La supervisión es necesaria cuando sea utilizado por niños o cerca de ellos, minusválidos o discapacitados.
- Tenga cuidado y no coloque los dedos ni la ropa entre la bañera y la tabla de transferencia cuando monte la tabla en la bañera.
- Compruebe que la tabla esté lo suficientemente apoyada en la tabla del baño y que la anchura interna de la bañera no sea demasiado grande.
- Compruebe que la tabla está bien fijado en la bañera con las puntas de acoplamiento.
- No utilice la tabla de transferencia cuando no funciona adecuadamente.

3.4 Símbolos presentes en la tabla



Peso máximo



Conformidad con la normativa CE



Designación de tipo

4 Montaje

- ⚠ **PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones: Compruebe que la tabla de transferencia esté firmemente fijado.**

Coloque o extraiga todos los componentes tal como se muestra en la siguiente figura.




Fig. 2. Montaje / desmontaje de la tabla de transferencia

5 Uso de la tabla de transferencia

La tabla de transferencia se puede montar en la parte superior de la bañera y se puede extraer fácilmente cuando no se use, para que otras personas puedan usar la bañera.

5.1 Montaje de la tabla de transferencia en la bañera:




Fig. 3. Montaje / desmontaje de la tabla de transferencia en la bañera

- ⚠ **PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones:**
 - Compruebe que la tabla está bien fijado en la bañera con las puntas de acoplamiento ②.
 - Compruebe que la tabla esté lo suficientemente apoyada en la tabla del baño y que la anchura interna de la bañera no sea demasiado grande.
 - Tenga cuidado y no coloque los dedos ni la ropa entre la bañera y la tabla de transferencia cuando monte la tabla en la bañera.

1. Coloque la tabla de transferencia ① en la tabla del baño.
2. Mueva las puntas de acoplamiento ② y ubíquelas contra los laterales de la bañera.
3. Asegúrese de que la tabla de transferencia está fijada correctamente en la bañera.

5.2 Desmontaje de la tabla de transferencia de la bañera:

1. Afloje las puntas de acoplamiento ② de la bañera.
2. Retire la tabla de transferencia de la bañera.

5.3 Giro o traslado de la tabla de transferencia:





Fig. 4. Giro / traslado de la tabla de transferencia

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones: asegúrese de que el disco giratorio está correctamente fijado después del giro.

Pida ayuda para girar de forma sencilla y segura la tabla de transferencia.

1. Extraiga el borde de plástico del orificio.
2. Levante las piernas del paciente para girar hacia la posición adecuada para el baño.
3. Gire el disco hasta la posición deseada. El disco giratorio se puede fijar en cuatro posiciones a 90°; para ello, coloque el borde en uno de los cuatro orificios de fijación. Acerque el disco giratorio de forma recta a la empuñadura o aléjelo de ella (rango de 100 mm: sin tramos).
4. Bloquee el disco giratorio. Para ello, coloque el disco giratorio en el orificio de bloqueo correcto.
5. Compruebe que el disco giratorio está bien fijado.

Fig. 5. Giro / traslado de la tabla de transferencia



5.4 Traslado a la tabla de transferencia o desde ella:

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones: tenga cuidado de no resbalar en el suelo de la bañera.

1. Vaya hasta la tabla de transferencia.
2. Colóquese en la tabla de transferencia. Para sujetarse mejor, puede apoyarse en la empuñadura. **Tenga cuidado de no resbalar en el suelo.**
3. Colóquese en la bañera para la posición de baño.

Si no se siente seguro, puede solicitar asistencia.

5.5 Traslado de la tabla de transferencia

La mejor forma de trasladar la tabla de transferencia es sujetarla de la empuñadura.

ES

6 Mantenimiento

6.1 Limpieza y desinfección

Utilizar un paño limpio y húmedo y agua templada con jabón doméstico suave o un desinfectante para limpiar la tabla de transferencia. Siga las instrucciones de uso del producto de limpieza. Evitar que las piezas se mojen demasiado. No utilizar productos de limpieza abrasivos.

Cuando se utilice en entornos de cuidados de larga duración, siga las instrucciones internas de limpieza y desinfección.

6.2 Inspección / Mantenimiento / Reparación

La vida útil media della tabla es de 5 años. La vida útil se ve afectada por su uso, almacenamiento, mantenimiento y limpieza.

Antes de utilizar la tabla, deben comprobarse los siguientes puntos:

- Bastidor (deformaciones, estabilidad, conexiones).

Su tabla está construido con componentes de plástico.

Cualquier reparación o cambios sólo pueden llevarse a cabo por personal debidamente cualificado y sólo pueden utilizarse piezas de recambio Vermeiren originales. No dude en hacer uso de los servicios ofrecidos por su distribuidor especializado, estará encantado de ayudarle con el mantenimiento y las reparaciones.

6.3 Reutilizar

Antes de cada reutilización, desinfecte, inspeccione y repare la tabla de acuerdo a las instrucciones §6.1 y §6.2.

6.4 Desechar el producto

Al final de la vida útil, deberá desechar la tabla siguiendo las leyes medioambientales de su localidad.

7 Datos técnicos

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo por ajustes peligrosos; utilice únicamente los ajustes indicados en este manual.

Fabricante	Vermeiren
Tipo	Tabla de transferencia para bañera
Modelo	Vera
Anchura	350 mm
Longitud	730 mm
Altura	175 mm
Altura del asiento	no se aplica
Altura desmontada	40 mm
Disco de giro de diámetro	325 mm
Disco giratorio con distancia a la empuñadura	200 - 300 mm
Profundidad interior de la bañera	560 - 680 mm
Peso total	3,75 kg
Peso del paciente	máx. 130 kg
Temperatura de almacenamiento	+5°C - +41°C
Derechos de modificación reservados. Tolerancia de la medida +/- 15 mm/1,5 kg / 1,5°	

Spis treści

Spis treści	1
1 Wstęp	1
2 Twój product	1
3 Przed użyciem	1
4 Montaż	2
5 Obsługa ławki	2
6 Konserwacja	4
7 Informacje techniczne	4

1 Wstęp

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście wybierając wyroby **VERMEIREN**.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli ona na zapoznanie się z działaniem, możliwościami i ograniczeniami.

W razie pytań, na które odpowiedzi nie ma w instrukcji, prosimy o kontakt z Państwa wyspecjalizowanym sprzedawcą. Sprzedawca chętnie służy pomocą.

Ważna uwaga

Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydłużyć okres użytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego oraz regularne dokonywanie przeglądów i serwisowanie.

Instrukcja obejmuje najnowsze rozwiązania zastosowane w produkcie. Firma Vermeiren ma prawo do wprowadzania zmian w produktach tego typu bez obowiązku adaptowania lub wymiany podobnych, poprzednio dostarczonych produktów.

Ilustracje produktu stanowią dodatkowe objaśnienia do instrukcji w niniejszym dokumencie. Szczegóły przedstawionego produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu posiadanego przez użytkownika.

Dostępne informacje

W naszej witrynie internetowej <http://www.vermeiren.com/> zawsze znajduje się najnowsza wersja informacji zamieszczonych w instrukcji. Prosimy regularnie odwiedzać witrynę, ponieważ możemy w niej zamieszczać zaktualizowane informacje.

Osoby z zaburzeniami wzroku mogą pobrać elektroniczną wersję niniejszej instrukcji i odsłuchać ją przy użyciu oprogramowania zamieniającego tekst na mowę.

2 Twój product




Rys. 1. Elementy składowe

3 Przed użyciem

3.1 Przy dostawie

Dostarczony produkt należy rozpakować i sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. W zestawie powinny znajdować się:

- Ławka wannowa + poduszka rotacyjna [A]
- 4 stopy gumowe [B]
- 4 Śruby [C]
- 1 Uchwyt [D]
- 2 Śruby [E]
- Instrukcja obsługi



Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie skontaktować się z firmą transportową.

3.2 Przewidziane zastosowanie

- Wskazania i przeciwwskazania: Ławka wannowa umożliwia pełne wykorzystanie przez osoby starsze lub pacjentów z uszkodzeniami kończyn dolnych, z ograniczoną lub zerową ruchomością lub siłą w kończynach dolnych, ale przy zachowaniu stabilnej postawy tułowia i funkcji w kończynach górnych. Nie może być używana przez osoby, które nie mają zdolności chodzenia. Ławka wannowa powinna być używana przez jedną osobę.
- Nadaje się do użytku w zamkniętym pomieszczeniu, w wannie.
- Ławka wannowa jest stosowana w wannach o szerokości wewnętrznej od 560 do 680 mm.
- Ławka nie powinna być używana jako zabawka dla dzieci.

- Ławka należy używać wyłącznie w pozycji poziomej, na niegładkiej powierzchni wanny.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

3.3 Instrukcje bezpieczeństwa

- **Nie należy przekraczać dopuszczalnej wagi obciążeniowej na ławce (130 kg na ławce).**
- Ławkę wannową należy używać w pozycji poziomej, na niegładkiej powierzchni wanny.
- Należy trzymać z dala od dzieci. Deska wannowa nie służy do zabawy dla dzieci.
- Jeżeli ławka wannowa używana jest przez dzieci lub w ich pobliżu, oraz używana jest przez osoby niepełnosprawne to potrzebny jest nadzór.
- Uważaj gdy będziesz montował ławkę wanna na wannie istnieje ryzyko przytrąśnięcia palców w momencie montażu.
- Upewnij się, że ławka wannowa dokładnie przylega do wanny i że nie jest ustawiona ani za krótko ani za długo.
- Należy sprawdzić, czy ławka jest odpowiednio przymocowane do wanny za pomocą klipsów mocujących.
- Nie używaj ławki wannowej kiedy nie działa właściwie.

3.4 Symbole na ławki wannowej



Waga maksymalna



CE deklaracja




Oznaczenie typu

4 Montaż

- **PRZESTROGA: Ryzyko urazu – Upewnij się, że deska wannowa jest poprawnie zmontowana.**

Zmontuj /zdemntuj wszystkie elementy tak jak pokazuje rysunek poniżej.




Rys. 2. Montaż / Demontaż ławki wannowej

5 Obsługa ławki

Ławkę obrotową wannową można umieścić na wannie i w łatwy sposób je ściągnąć, gdy nie jest używane. Dzięki temu inne osoby również mogą korzystać z wanny.

5.1 Mocowanie ławki do wanny:



Rys. 3. Mocowanie ławki do wanny oraz demontaż

⚠ PRZESTROGA: Ryzyko urazu


- **Należy sprawdzić, czy ławka jest odpowiednio przymocowana do wanny za pomocą gumowych nóżek ②.**
- **Sprawdź czy obrotowa deska wannowa dobrze leży na wannie. Upewnij się że deska leży dokładnie i czy nigdzie nie odstaje bądź jej nie brakuje.**
- **Uważaj aby nie włożyć palców pomiędzy deskę obrotową a wane w czacie montazu. Grozi to przytrąśnięciem palców.**

1. Połóż deske obrtowa ① na krawędziach wanny.
2. Przseuń gumowe nóżki ② do odpowiedniej pozycji na wannie.
3. Sprawdź, czy deska wannowa jest odpowiednio przymocowane do wanny.

5.2 Zdejmowanie deski wannowej z wanny:

1. Odkręć gumowe nóżki ② po obu stronach wanny.
2. Ściągnij deskę wannową z wanny.

5.3 Skręcanie lub poruszanie deską wannową:




Rys. 4. Skręcanie / poruszanie deską wannową

⚠ PRZESTROGA: Ryzyko urazu — po obróceniu poduszką obrotową należy upewnić się, że została odpowiednio unieruchomiona.

Pomoc drugiej osoby pozwala w wygodny i bezpieczny sposób obrócić ławkę wannową.

1. Wyciągnij plastikowy lip z otworu.
2. Unieś nogi pacjenta podczas obracania krzesła do pozycji kąpielii.
3. Obróć poduszkę obrotową do kąpielii. Poduszkę obrotową można unieruchomić w czterech pozycjach co 90°, umieszczając lip w jednym z czterech otworów blokujących. Można przesunąć dysk obrotowy bliżej lub dalej od rączki zamontowanej na ławce (zasięg 100mm).
4. Zablokuj siedzisko obrotowe, umieszczając siedzisko we właściwym otworze blokującym.
5. Sprawdź, czy siedzisko obrotowe jest odpowiednio unieruchomione.

Rys. 5. Skręcanie / poruszanie się na ławce wannowej



5.4 Siadanie na krześle/zsiadanie z ławki wannowej:

⚠ PRZESTROGA: Ryzyko urazu — należy uważać, aby nie poślizgnąć się na podłodze.

1. Podejź lub podjedź do ławki wannowej.
2. Usiądź na ławce. Uchwyt można wykorzystać jako dodatkowe podparcie. **Uważaj, aby nie poślizgnąć się na podłodze.**
3. Obróć się sam do pozycji w której chcesz się znaleźć i umyć.

Jeśli czujesz się niepewnie poproś kogoś o pomoc lub asystowanie.

5.5 Przenoszenie ławki wannowej

Najlepiej przenosić ławkę poprzez złapanie za rączki.

6 Konserwacja

6.1 Czyszczenie i dezynfekcja

Do mycia ławki wannowej używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki i letniej wody z dodatkiem łagodnego, domowego mydła. Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia środka czyszczącego. Nie namaczaj przez dłuższy czas. Do czyszczenia nie używaj ściernych środków czyszczących.

W przypadku użytkowania w placówkach opieki długoterminowej należy przestrzegać wewnętrznych instrukcji dotyczących czyszczenia i dezynfekcji.

6.2 Kontrole / serwisowanie / naprawy

Oczekiwany okres użytkowania ławki wannowej wynosi 5 lat. Trwałość jest zależna od jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, serwisowania i czyszczenia.

Przed ponownym użyciem ławki wannowej, należy sprawdzić niżej wymienione punkty:

- Rama (odkształcenia, stabilność, połączenia).

Ławka zbudowana jest z elementów plastikowych.

Naprawa i wymiana części mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Vermeiren. Warto korzystać z usług oferowanych przez wyspecjalizowanego sprzedawcę. On/ona chętnie udzieli pomocy w zakresie serwisu i napraw.

6.3 Ponowne użycie

Przed każdym ponownym użyciem zdezynfekuj ławkę i sprawdź zgodnie z instrukcjami w punktach 6.1 i 6.2.

6.4 Usuwanie odpadów

Po zakończeniu użytkowania należy poddać ławkę utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

7 Informacje techniczne

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko niebezpiecznych ustawień - Należy używać wyłącznie ustawień opisanych w tej instrukcji obsługi.

Producent	Vermeiren
Typ	Ławka na wannę z obracającym się siedziskiem
Model	Vera
Szerokość	350 mm
Długość	730 mm
Wysokość	175 mm
Wysokość siedziska	nie dotyczy
Wysokość po demontażu	40 mm
Srednica dysku obrotowego	325 mm
Odległość dysku obrotowego od rączek	200 - 300 mm
Wewnętrzna szerokość wanny	560 - 680 mm
Całkowity ciężar	3,75 kg
Obciążenie	maks. 130 kg
Temperatura przechowywania	+5°C - +41°C
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych. Tolerancja pomiaru +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Obsah

Obsah	1
1 Předmluva	1
2 Tento výrobek.....	1
3 Před použitím	1
4 Sestavení.....	2
5 Použití sedačky na vanu.....	2
6 Údržba	3
7 Technické specifikace.....	4

1 Předmluva

Nejdříve ze všeho bychom Vám rádi poděkovali za Vaši důvěru v produkty VERMEIREN.

Před použitím sedačky na vanu si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, který Vás seznámí s tímto produktem.

Máte-li po přečtení tohoto návodu nějaké dotazy, obraťte se bez obav na svého odborného prodejce. Rád vám pomůže.

Důležitá poznámka

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a prodloužena životnost tohoto výrobku, věnujte mu řádnou péči a nechávejte jej pravidelně kontrolovat a opravovat.

Tento návod obsahuje nejnovější verzi produktu. Společnost Vermeiren má právo provádět změny tohoto typu výrobku, aniž by byla povinna upravit nebo nahradit podobné výrobky, které již byly dodány.

Obrázky výrobku slouží pouze k upřesnění pokynů v tomto návodu. Detaily výrobku na obrázcích se mohou od daného výrobku lišit.

Dostupné informace

Nejnovější verzi informací z tohoto návodu vždy naleznete na našich webových stránkách <http://www.vermeiren.com/>. Tyto webové stránky pravidelně navštěvujte pro případné aktualizace.

Osoby se zrakovým postižením si mohou stáhnout elektronickou verzi tohoto návodu, kterou jim může přečíst softwarová aplikace text-to-speech.

2 Tento výrobek



Obr. 1. Komponenty

- 1 = Rukojeť
- 2 = Sedačka na vanu
- 3 = Nastavitelné patky
- 4 = Odtokové otvory
- 5 = Otočný disk
- 6 = Identifikační štítek




3 Před použitím

3.1 Při dodávce

Vybalte Váš produkt a ověřte, zda je dodávka kompletní. Balení obsahuje následující položky:

- Sedačka na vanu + otočný disk [A]
- 4 nastavitelné patky [B]
- 4 šrouby [C]
- 1 madlo [D]
- 2 šrouby [E]
- Návod k obsluze



Ověřte, že výrobek není poškozen přepravou. Zjistíte-li při dodávce jakékoli škody, obraťte se na dopravce.

3.2 Určené použití

- Indikace a kontraindikace: Přenosná deska umožňuje plné využití u starších osob nebo u pacientů s poškozením dolních končetin, s omezenou nebo žádnou pohyblivostí nebo silou dolních končetin, ale při zachování stabilního držení trupu a funkce horních končetin. Nesmí se používat u osob, které nemají schopnost chůze. Sedačka na vanu je určena pro 1 osobu.
- Sedačka na vanu je určena pro použití ve vaně.
- Sedačku na vanu je možné použít u vany s vnitřní šířkou 560 až 680 mm.
- Deska se nesmí používat jako hračka pro děti.
- Desku je možné používat pouze na horizontálním nehladkém povrchu desky vany.
- Výrobce není odpovědný za škodu způsobenou nedostatečným nebo nesprávným servisem nebo nedodržováním pokynů uvedených v tomto manuálu.

3.3 Bezpečnostní pokyny

- **Nepřekračujte maximální hmotnost uživatele. Maximální hmotnost uživatele sedačky na vanu je 130 kg.**
- Sedačku na vanu používejte na vodorovném nehladkém povrchu desky vany.
- Udržujte ji mimo dosah dětí. Sedačka na vanu se nesmí používat jako hračka.
- Používá-li se u v blízkosti dětí, invalidů nebo osob se zdravotním postižením, je nutný důkladný dohled.
- Dbejte na to, abyste při montáži sedačky k vaně nestrčili prsty nebo oděvy mezi vanu a sedačku.
- Zkontrolujte, zda deska dostatečně spočívá na desce vany, a že vnitřní šířka vany není příliš velká.
- Zkontrolujte, že je deska řádně upevněná k vaně pomocí záchytných patek.
- Nepoužívejte sedačku na vanu, pokud nefunguje správně.

3.4 Symboly na sedačku na vanu



Maximální nosnost



Shoda CE




Označení typu

4 Sestavení

- ⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění – zkontrolujte, že je sedačka na vanu správně sestavená.**

Namontujte/sundejte veškeré komponenty jak je vyobrazeno na obrázku níže.




Obr 2 Montáž/demontáž sedačky na vanu

5 Použití sedačky na vanu

Sedačku na vanu lze namontovat na horní část vany a opět snadno demontovat, když se nepoužívá, aby mohli vanu používat další osoby.

5.1 Montáž sedačky na vanu k vaně:



Obr 3. Montáž/demontáž sedačky na vanu k vaně


- ⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění**
- Zkontrolujte, že je deska řádně upevněná k vaně pomocí záchytných patek (2).
 - Zkontrolujte, že je deska na vaně dostatečně opřená, aby vnitřní šířka vany nebyla příliš velká.
 - Dávejte pozor, abyste při montáži sedačky k vaně nestrčili prsty nebo oděvy mezi vanu a sedačku.

1. Umístěte sedačku na vanu (1) na desku vany.
2. Posuňte záchytné patky (2) do polohy proti bokům vany.
3. Zkontrolujte, že je sedačka na vanu na vaně řádně zajištěná.

5.2 Demontáž sedačky na vanu z vany:

1. Povolte záchytné patky (2) z vany.
2. Vyndejte sedačku na vanu z vany.


5.3 Otáčení nebo posunutí otočného disku:



Obr 4. Otáčení nebo posunutí otočného disku

- ⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění – zkontrolujte, že je otočný disk po otočení řádně zajištěn.**

Obr 5 Otáčení nebo posunutí otočného disku



Požádejte o pomoc z důvodu plynulého a bezpečného otáčení otočného disku.

1. Vytáhněte plastovou pojistku z otvoru.
2. Při otočení do polohy pro mytí zvedněte nohy pacienta nahoru.
3. Otočte otočným diskem do požadované polohy. Otočný disk lze uzamknout ve čtyřech polohách po 90° prostřednictvím vložení pojistky do jedné ze čtyř otvorů pro uzamknutí. Posuňte otočný disk v přímém směru směrem k madlu nebo od madla (rozsah 100 mm: plynule).
4. Uzamkněte otočný disk tak, že umístíte otočný disk do správného uzamykacího otvoru.

5. Zkontrolujte, zda je otočný disk řádně zajištěn.

5.4 Přesun na/z sedačky na vanu:

- ⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění – buďte opatrní, abyste neuklouzli na podlahu.**

1. Přejděte k sedačce na vanu.
2. Posadte se na desku. Pro podporu navíc se můžete chytit za madlo. **Buďte opatrní, abyste neuklouzli na podlahu.**
3. Otočte se ve vaně do polohy pro mytí.

Pokud jste si nejistí, můžete někoho požádat o pomoc.

5.5 Přenášení sedačky na vanu

Nejlepším způsobem pro přenos sedačky na vanu je uchopením za madlo.

6 Údržba

6.1 Čištění a dezinfekce

K čištění sedačky na vanu použijte měkký vlhký hadřík a vlažnou vodu s jemným mýdlem pro domácí účely nebo dezinfekčním prostředkem. Postupujte podle návodu k použití čisticího prostředku. Vyhněte se máčení. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Při použití v prostředí dlouhodobé péče postupujte podle vnitřních pokynů pro čištění a dezinfekci.

6.2 Kontrola/servis/opravy

Předpokládaná životnost sedátka do vany je 5 let. Životnost chodítka je ovlivněna jeho používáním, skladováním, údržbou, servisem a čištěním.

Před opětovným použitím sedačky do vany je třeba zkontrolovat následující body:

- Rám (deformace, stabilita, připojení).

Váše sedátko do vany je vyrobeno z hliníkových a plastových součástí.

Opravy a výměny směřují provádět pouze vyškolené osoby. Přitom je třeba používat pouze originální náhradní díly společnosti Vermeiren. Využívejte služby nabízené vašim specializovaným prodejcem. Bude velmi rád, když vám pomůže s jakýmkoli servisem a opravami.

6.3 Opětovné použití

Před každým dalším použitím nechte sedátko do vany dezinfikovat, zkontrolovat a opravit podle pokynů v §6.1 a §6.3.

6.4 Likvidace

Po skončení životnosti musí být sedátko do vany zlikvidováno podle místní legislativy pro životní prostředí.

CS

7 Technické specifikace

⚠ VAROVÁNÍ: Riziko nebezpečného nastavení – používejte pouze nastavení uvedená v tomto návodu

Značka	Vermeiren
Typ	Sedačka na vanu s otočným diskem
Model	Vera
Šířka	350 mm
Délka	730 mm
Výška	175 mm
Výška sedadla	nepoužije se
Výška při demontáži	40 mm
Průměr otočného disku	325 mm
Vzdálenost od otočného disku k madlu	200–300 mm
Vnitřní šířka vany (nastavitelné záchytné patky)	560–680 mm
Celková hmotnost	3,75 kg
Hmotnost pacienta	max. 130 kg
Skladovací teplota	+5 °C až +41 °C
Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerance měření +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	



Service registration form

This product (name):

was inspected (I), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:



Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

website: www.vermeiren.com