

# Bobby EVO

## Silla de traslado ligera y plegable

La Bobby EVO es tu silla de transferencia ideal, compacta y plegable. Ligera y plegable en segundos. Completa con reposabrazos de tubo acolchados y respaldo partido que facilitan su almacenaje. Ruedas delanteras y traseras negras y reposapiés extraíbles y abatibles.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Compacta y plegable

La **Bobby EVO** es su silla de traslado plegable compacta y ideal. Ligera y fácil de plegar en segundos.

- Apoyabrazos plegables
- Dos frenos manuales
- Frenos para el acompañante
- Reposabrazos acolchados
- Reposapiés de ángulo ajustable
- Correas de tobillo ajustables

Ya sea de vacaciones, en el aeropuerto o en un hospital, los traslados del punto A al punto B són fáciles con **Bobby EVO**.



## Información técnica

■ Ancho total	490-550 mm
■ Altura total	900 mm
■ Largo total	1010 mm
■ Anchura plegada	260 mm
■ Ancho del asiento	420-480 mm
■ Altura reposabrazos	200 mm

## Productos diseñados medida

Nuestro principio fundamental es simple: su silla de ruedas debe adaptarse a usted, no al revés. Por eso nuestras sillas de ruedas son evolutivas y dan una respuesta adecuada a sus necesidades específicas.

Todas nuestras sillas de ruedas se pueden adaptar, tienen numerosas opciones y se pueden personalizar completamente para que haya una silla de ruedas para cada persona. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

## Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Bobby EVO** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.



■ Altura del asiento	490 mm
■ Altura del respaldo	440 mm
■ Profundidad del asiento	420 mm
■ Peso	9,6-10 kg
■ Peso máximo del usuario	115 kg
■ Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles  
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

## VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
[info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



Para más información contacte con su distribuidor local.