



Coraille

Sillón confort

Coraille es una cómoda silla geriátrica con laterales para usuarios de larga duración. La silla está equipada de serie con un cojín grueso, un cinturón de seguridad de cinco puntos y un reposacabezas preformado extraíble.



VERMEIREN
we care for you

Diseño

Los reposapiés están equipados con un pistón de gas para plegarse fácilmente, lo que permite subir y bajar fácilmente de la silla. La silla Coraille es regulable en altura y tiene grandes ruedas traseras con freno de pedal. Las ruedas permiten su uso en exteriores, superando pequeños obstáculos, sin comprometer la comodidad.

Coraille también está disponible en la versión E (eléctrica) para facilitar el levantamiento o el reposicionamiento.



Productos diseñados a medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Coraille** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.



Opción B52
Portasuelos



Opcional: reposapiés
independientes B06 (consultar)



Opción B12
Mesa de madera



Totalmente
desenfundable

Información técnica

Ancho total	710 mm
Largo total	1090 mm
Altura total	1290 - 1315 - 1340 mm
Inclinación del asiento	0° - 40°
Ancho del asiento	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
Altura reposabrazos	235 / 255 / 275 mm

Altura del asiento	465 - 490 - 515 mm
Altura del respaldo	792 / 812 / 832 mm
Profundidad del asiento	440 / 460 / 480 mm
Peso	39 kg
Peso máximo del usuario	120 kg
Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.