



Springer

Silla de ruedas eléctrica infantil

Una silla de ruedas diseñada para adaptarse a las necesidades individuales de cada niño.



VERMEIREN
we care for you

Mayor acceso a lugares difíciles de llegar

Con sus muchas características ajustables, Springer permite ajustes óptimos para garantizar la máxima comodidad y diversión al volante.

- Elevación de asiento de 300 mm incluida
- Asiento reclinable eléctrico
- Luces delanteras y traseras LED
- Ruedas antivuelco
- Distancia al suelo de 80 mm
- Ruedas delanteras y traseras resistentes con clavos en las ruedas traseras para mayor estabilidad



Elevación de asiento de 300 mm incluida

Productos diseñados medida

Nuestro principio fundamental es simple: su silla de ruedas debe adaptarse a usted, no al revés. Por eso nuestras sillas de ruedas son evolutivas y dan una respuesta adecuada a sus necesidades específicas.

Todas nuestras sillas de ruedas se pueden adaptar, tienen numerosas opciones y se pueden personalizar completamente para que haya una silla de ruedas para cada persona. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Springer** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.

Colores



Asiento y respaldo reclinables eléctricamente

Información técnica

Ancho total	600 mm
Altura total	960 - 1230 mm
Largo total	1010 mm
Altura de asiento	530 - 810 mm
Ancho de asiento	260 - 380 mm
Profundidad de asiento	310 - 370 mm

Baterías	2x12V/50Ah/220W o 2x12V/50Ah/350W
Velocidad*	6 km/h o 10 km/h
Distancia de conducci*	23 km
Peso	90 kg
Peso máximo usuario	50 kg
Información adicional	

*Alcance y velocidad en condiciones ambientales óptimas y condiciones de batería determinadas de acuerdo con ISO 7176-4. Las velocidades y el rango pueden variar (aprox. 15%)
Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.

VERMEIREN
we care for you