

Bobby

Silla de transferencia plegable

Las sillas de transferencia deben ser ligeras, manejables y plegables en segundos.

Con sus reposapiés extraíbles, respaldo plegable y asas de transporte, es la silla de transferencia por definición.



VERMEIREN
we care for you

Silla de transferencia compacta y plegable

Bobby es su silla de transferencia ideal, compacta y plegable. Es ligera y se plega fácilmente en sólo unos segundos.

- Plegable
- 2 frenos manuales
- Reposabrazos acolchados
- Paletas de reposapiés regulables en ángulo.
- Cinchas de tobillo ajustables

Ya sea en vacaciones, en el hospital o en el aeropuerto para transferencias desde un punto A a un punto B, la silla Bobby es fácil de plegar y almacenar y requiere poco mantenimiento.



Respaldo plegable con bolsa



Pisapiés para acompañante



Protector de ropa opcional



Plegable para un mejor transporte

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Bobby** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.

Información técnica

■ Ancho total	575 / 635 mm
■ Altura total	940 mm
■ Largo total	950 mm
■ Ancho plegado	270 mm
■ Ancho del asiento	420 / 480 mm
■ Altura reposabrazos	220 mm

■ Altura de asiento	500 mm
■ Altura de respaldo	380 mm
■ Profundidad de asiento	420 mm
■ Peso	9,40 / 9,95 kg
■ Peso máximo usuario	115 kg
■ Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles. Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.