

Alya

Compacto



Tamaño compacto para el transporte

El **Alya** es un scooter plegable muy compacto. Fácil de llevar, permitiéndole usar su scooter en cualquier lugar y en cualquier momento. Con su gran autonomía, el Alya está cómodo tanto en exterior como en interior.



- Columna de dirección telescópica
- Claro indicador de batería
- Llave extraíble

Asiento plegable para fácil transporte



Modelo color gris con baterías de 17,4 Ah



- Baterías de ION litio extraíbles
- Reposapiés


Modelo color rojo con baterías de 11,6 Ah



Modelo mostrado sólo con fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

Nuevos horizontes

Información técnica Alya



Medidas en mm, peso en kg. Las medidas y pesos (15 mm, 1,5 kg) pueden diferir. Autonomía teórica de acuerdo con reglas y especificaciones EU, calculado en situación ideal. Velocidad y autonomía puede variar (ca. 15%). * Solo para el modelo gris plateado

Transporte

El **Alya** es el scooter portátil perfecto : ligero, de tamaño compacto y plegable en menos de un minuto, perfectamente portátil. Ideal para distancias cortas y cómodo para circular.

Completamente plegable

Desconecta el **Alya** y quita la llave. Baja la columna telescópica hasta la posición más baja y tira de la leva amarilla hacia arriba. Luego empuja el asiento hacia abajo.

Pliega los reposapiés y desliza el frontal del Alya hacia atrás. Tira de la leva amarilla de la parte inferior de la columna de dirección y pliégallo hacia abajo. Ahora el Alya ya está completamente listo para el transporte.



Colores



17,4 Ah 11,6Ah

Garantía de calidad

Alya cumple con las más altas exigencias establecidas por la mayoría de Insituciones de la UE.

VERMEIREN Ibérica SLU

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel. +34 972 42 84 33
Fax +34 972 42 92 39

www.vermeiren.es - info@vermeiren.es

Para más información contacte su distribuidor actual



VERMEIREN
Nuevos horizontes



Sujeto a cambios técnicos