

Izzie

Las barras para el cuarto de baño se encuentran disponibles en diferentes longitudes que van desde los 300 hasta los 800 mm, con la excepción de las Izzie R e Izzie L, ya que éstas tienen forma en L.

Están diseñadas como elementos de soporte en general.

Se pueden utilizar en cualquier sitio, incluyendo espacios húmedos.

Izzie 30, 40, 45, 60, 80

longitud: 300 - 400 - 450 - 600 - 800 mm

profundidad: 70 mm

peso: 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,55 - 0,75 kg

Izzie L/R

longitud: 840 mm

altura: 480 mm

profundidad: 70 mm

peso: 1,1 kg



Izzie L / R

