

# Sooterpac

Opciones Scooters



Se despliega en segundos para protegerse de cualquier inclemencia

Disfrute de la independencia que le ofrece el Scooterpac, fácil de usar y sin ninguna ayuda.

¿Va a llover?

Desplieguelo desde detrás del asiento para formar un techo y ciérrelo por los lados.

¿Vuelve a salir el sol?

Pliegue la capota en segundos para disfrutar de la brisa.



Algunas de las características únicas de ScooterPac



Rápido

¡Se instala en poco tiempo, y con el valor añadido de que sirve para prácticamente todos los modelos – al instante!



Versátil

¡Desde los scooters más grandes de 15km/h hasta los más pequeños que se transportan en coche, el diseño inteligente del Scooterpac significa que un sólo tamaño vale para todos!



Innovador

La innovadora tecnología proporciona protección contra la lluvia y le permite disfrutar del sol (¡cuando luce!)



Resistente

¡Construcción de aluminio para una larga durabilidad y totalmente inoxidable! ¡Y también recubrimiento con tecnología de vanguardia!

# Rampas 691

Rampas telescópicas




Modelo pequeño



Modelo grande



Rampas telescópicas de aluminio con superficie antideslizante para la máxima seguridad.



691  
691

1060 - 1900  
1660 - 3130

250  
250

50  
50

7 x 2  
10 x 2

El modelo que se muestra es sólo para ilustración. Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

