

# Tina & Stacy



El elevador de wáter con reposabrazos de Vermeiren ha sido diseñado para aumentar la altura del inodoro y así conseguir un mayor confort y más facilidad a la hora de sentarse y levantarse.

anchura: 520 mm  
profundidad: 430 mm  
altura: 380 mm  
anchura de asiento: 450 mm  
anchura de ajuste: 290 - 380 mm  
peso: 2,5 kg  
peso de usuario: 136 kg



anchura: 570 mm  
profundidad: 530 mm  
anchura de asiento: 450 mm  
altura de asiento: 440 - 590 mm  
altura de los reposabrazos: 230 mm  
altura total: 800 - 950 mm  
peso: 8,6 kg  
peso de usuario: 130 kg

La silla de wáter Stacy, con patas regulables, se puede usar en cualquier sitio de la casa.

