



“Sueño reparador, el bálsamo calmante que cura el cuerpo y el alma.”

VERMEIREN
we care for you

Una selección superior de soluciones para el cuidado del dormitorio en casa

Seleccionar la cama de atención domiciliaria adecuada es una decisión fundamental para quienes están en camino a la recuperación o buscan mantener la independencia en casa. Más allá de la mera comodidad, estas camas se convierten en santuarios de curación. Su soporte y capacidad de ajuste aceleran la recuperación, ayudando a las personas a recuperar la fuerza más rápido.

Además, las camas de atención domiciliaria permiten a las personas con problemas de movilidad recuperar su independencia. El ajuste de la altura de la cama, la elevación del reposacabezas y el cambio de posición de forma independiente mejoran la autonomía y la dignidad.

En esencia, la elección de una cama de atención domiciliaria es una inversión en bienestar y autonomía. Simboliza el compromiso con la recuperación y la búsqueda de una vida plena en el hogar, ofreciendo el apoyo necesario para un viaje cómodo e independiente.

Illico



- Ajuste eléctrico
- Superficie de descanso de 29 a 82 cm
 - Barreras de madera o metal
- Montaje rápido sin herramientas

La cama **Illico** fue diseñada pensando en los instaladores de camas, ofreciendo un proceso de montaje rápido y sin herramientas.

Diseñada para facilitar el montaje y la adaptabilidad, la cama sanitaria Illico te permite cambiar entre configuraciones de 2 y 3 funciones en cuestión de minutos, lo que garantiza una configuración o actualizaciones rápidas.

ACERCA DE ESTE
PRODUCTO





Club

Presentamos el **Club** Family, una colección de camas nacida de más de 65 años de experiencia en soluciones de cuidado en el hogar. Desarrollada en colaboración con usuarios, empresas de alquiler y profesionales de la salud, la **Club** Family by **VERMEIREN** ofrece una cama de cuatro secciones simple pero segura, diseñada para brindar la máxima comodidad y cuidado dentro de los límites de su hogar.

Club

- Ajuste eléctrico
- Superficie de descanso de 35 a 76 cm
 - Barreras de madera o metal
- Modulable desde la configuración básica hasta la avanzada



La cama **Club** está cuidadosamente diseñada con una amplia gama de opciones de configuración para garantizar la comodidad. Desde la base de láminas hasta la elección de las fundas de acabado, hemos adaptado esta cama para brindarte la solución perfecta.

ACERCA DE ESTE
PRODUCTO



Club VARIO

la versión ajustable en altura de la cama Club

- Ajuste eléctrico
- 2 alturas de superficie de reposo ajustables
 - Barreras de madera o metal
- Modulable desde la configuración básica hasta la avanzada



Equipado con paneles de cubierta opcionales y barreras de madera.

Club Vario, la versión ajustable en altura de la cama Club, se basa en todas las ventajas de la serie Club. Lo que la distingue es la capacidad de elegir entre dos posiciones diferentes de altura de base, lo que le permite personalizar la cama según las preferencias únicas del usuario final.

ACERCA DE ESTE
PRODUCTO



Club UL

- Superficie de descanso desde 21,5 cm
- Ajuste eléctrico
- Paneles de cubierta de madera incluidos



Conoce **Club UL**, una cama de cuidado de baja altura de 4 secciones meticulosamente diseñada para la prevención de caídas. Esta cama es la opción ideal para pacientes propensos a la desorientación o aquellos con riesgo de caerse mientras están en la cama, ya que proporciona una mayor seguridad.

ACERCA DE ESTE
PRODUCTO



Interval XXL

- 3 funciones de ajuste eléctrico
- Anchura de la superficie de descanso 120 o 140 cm
- 270 Kg de peso máximo del usuario
- Barreras de madera o metal



Descubre la cama **Interval XXL**, una maravilla de 3 funciones con ajuste eléctrico. Disponible en anchos de 1200 y 1400 mm, ofrece versatilidad y adaptabilidad para satisfacer las necesidades específicas del usuario final.

ACERCA DE ESTE
PRODUCTO



Eleva el santuario de tu dormitorio con nuestra exquisita colección de muebles de cama, que combinan con tu cama para brindar la máxima comodidad. Experimenta un descanso ininterrumpido en una habitación de cuidado en el hogar bien equipada, lo que mejora tanto la comodidad como la facilidad de uso diario. Crea una habitación tranquila que priorice tu bienestar y calidad de vida.





VERMEIREN
we care for you

Mesita de noche

Modelo 376



ACERCA DE ESTE
PRODUCTO



Ideal para uso doméstico o en centros asistenciales, en combinación con una cama, un sofá o un sillón reclinable.

La mesita de noche **376** es ajustable en altura, se puede inclinar y tiene ruedas para facilitar la movilidad. Ideal para uso doméstico u hospitalario, en combinación con una cama, un sofá o un sillón reclinable.

Modelo 385

Cuando la mesa está recogida, la mesilla se convierte en una moderna y elegante mesilla de noche.

Nuestras **mesitas de noche** combinan perfectamente con tu cama. Las ruedas con freno garantizan la estabilidad mientras quieres leer o comer con la mesa extendida sobre tu cama. Están equipadas con un cajón y un armario con 1 estante para garantizar que siempre tengas fácil acceso a las cosas que puedas necesitar por la noche.



ACERCA DE ESTE
PRODUCTO



Mesa con ruedas 378

La altura de la mesa es ajustable para adaptarse a cualquier mueble que ya tengas



Esta **mesa de madera** con estructura metálica se puede utilizar indistintamente con varios productos **VERMEIREN**, como una silla geriátrica, una silla elevadora o una silla de confort. Se puede configurar en varias posiciones de inclinación y cada rueda tiene su freno individual. La altura de la mesa también es ajustable según tus necesidades.

ACERCA DE ESTE
PRODUCTO





E.R.: VERMEIREN GROUP, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 09/2024

VERMEIREN
we care for you

www.vermeiren.es