

ILLICO

La cama Illico es una cama médica que combina un diseño atractivo y un montaje ultrarrápido sin herramientas adicionales. Es completamente configurable: paneles, barandillas y somier.



* La imagen muestra la configuración completa de madera

MODELO DE CAMA - barandillas metálicas

Precio




Imagen

Illico OXIDE	Cabecero y piecero de cama - paneles OXIDE Barandillas metálicas	<input type="checkbox"/>	1.270 €	
Illico OXIDE con barandillas partillas	Cabecero y piecero de cama - paneles OXIDE Barandillas partidas metálicas	<input type="checkbox"/>	1.430 €	
Illico DMF	Cabecero y piecero de cama - paneles DMF Barandillas metálicas	<input type="checkbox"/>	1.320 €	
Illico HAYA	Cabecero y piecero de cama - paneles HAYA Barandillas metálicas	<input type="checkbox"/>	1.320 €	



MODELO DE CAMA - barandillas madera

Illico OXIDE	Cabecero y piecero de cama - paneles OXIDE Barandillas madera	<input type="checkbox"/>	1.490 €	
Illico OXIDE con barandillas partillas	Cabecero y piecero de cama - paneles OXIDE Barandillas partidas madera	<input type="checkbox"/>	1.610 €	
Illico HAYA	Cabecero y piecero de cama - paneles DMF Barandillas madera	<input type="checkbox"/>	1.430 €	
Illico HAYA con barandillas partillas	Cabecero y piecero de cama - paneles HAYA Barandillas partidas madera	<input type="checkbox"/>	1.320 €	





CONFIGURACION SOMIER

	Base de lamas metálicas	S	-	
ABS	Lecho fenólico	<input type="checkbox"/>	175 €	
Wooden lats	Base de lamas de madera SOLO PARA ILLICO 3F	<input type="checkbox"/>	50 €	






PANELES

965M STOX	Standard panels, color Oxide NOT COMPATIBLE WITH WOODEN SIDE RAILS	S	-	
965M WVOX	Wave shaped panels, color Oxide NOT COMPATIBLE WITH WOODEN SIDE RAILS	<input type="checkbox"/>	-	
965 STOXW	Straight panels for wooden rails, color Oxide ONLY FOR WOODEN SIDE RAILS	<input type="checkbox"/>	51 €	
965M STBE	Design panels, color Beech NOT COMPATIBLE WITH WOODEN SIDE RAILS	<input type="checkbox"/>	15 €	
965 STBEW	Design panels for wooden rails, color Beech ONLY FOR WOODEN SIDE RAILS	<input type="checkbox"/>	15 €	

BARANDILLAS

989	Barandillas de metal	S	-	
969	Barandillas de madera EL COLOR DEBE COINCIDIR CON LOS PANELES. Estándar para las camas completas en madera	<input type="checkbox"/>	-	
989SSR	Metal split side rail	<input type="checkbox"/>	56 €	
969SSR	Wooden split side rail COLOR WILL MATCH YOUR PANELS CHOICE	<input type="checkbox"/>	120 €	

OPCIONES

988	Incorporador	Incorporador . Peso máximo 80 kg	<input type="checkbox"/>	80 €	
981	Kit de transporte	Conjunto con ruedas para recoger todas las partes de la cama Illico para su transporte. Dimensiones (excl. barra elevadora, barandillas laterales y conectores de apilamiento): 103 x 42,5 x 140 cm (LxAxH)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
CB4	Freno simultáneo 4 ruedas	Sistema para accionar los frenos de las cuatro ruedas con 1 pedal (lado del pie). Ancho total: 1480 mm .	<input type="checkbox"/>	515 €	
CB2H	Freno simultáneo 2 ruedas - en cabecero	System to operate the 2 brakes on centralised at the headside.	<input type="checkbox"/>	91 €	
CB2F	Freno simultáneo 2 ruedas - en piecero	System to operate the brakes on centralised at the foot side with 1 pedal.	<input type="checkbox"/>	91 €	
CB2x2	Freno simulatáneo x2x ruedas	System to operate the brakes on bottom-side with 1 pedal and the upper-side with another pedal Delivered on adapted transport set, total width: 1480 mm .	<input type="checkbox"/>	187 €	
BB10	Extensión de ancho 10 cm	Convert your Illico to 190 x 100 bed ONLY WITH METAL SIDE RAIL 989 NOT COMPATIBLE WITH BE20	<input type="checkbox"/>	35 €	
WP	Portector de pared	Set of 2 wheels ONLY WITH 989SSR and 989	<input type="checkbox"/>	29 €	
B52	Porta suero	Serum carrier placed at head side	<input type="checkbox"/>	88 €	