



PERFECTO PARA ASIMETRÍAS PÉLVICAS

****Cód. ECJ 020A****

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 100% lavable en la lavadora a 60° C
- Solución para asimetrías, incluso severas
- Inmersión total
- Soporte para las piernas
- Posicionamiento estable
- Barrera pre-isquial para dificultar la retroversión
- Previene el deslizamiento minimizando fricción/cizalla
- Indicado para tratamiento de úlceras
- Peso entre 534-769 gr según tallas
- Peso máximo usuario 250 kg
- Disponible en 2 alturas, 6 o 10 cm



ALTURA DEL COJÍN

- 6 cm 10 cm

¡Olvídese de ajustes complicados!

TABLA de PRECIOS / MEDIDAS

ANCHO

PROFUNDIDAD	pulgadas	14	15	16	17¼	18	19	20
	cm	35	38	40	43	45	48	50
14	35	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €		
15	38	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	
16	40	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €
17¼	43	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €
18	45	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €
19	48		616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €
20	50			616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €	616,00 €

- Disponible en stock
 Entrega 2-3 semanas

* Consultar disponibilidad y precio de otras medidas, hasta 185 tallas posibles

FUNDAS

FUNDAS SUELTAS

- TOP COVER 2 uds. Incluidas
- Funda COMFAIR 1 ud incluida
***Disponible en stock grosor 10 cm**

- TOP COVER 6 cm. 10 cm. 35,00 €
- COMFAIR 6 cm. 10 cm. 60,00 €
- INCOTEC 6 cm. 10 cm. 75,00 €
- REVERSIBLE 6 cm. 10 cm. 90,00 €

TARIFA 2026 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES (Excepto en Portugal).