






<h1>CARPO 2 SE/XD</h1>	
<p>Maxiscoter con suspensión en las 4 ruedas. Ruedas neumáticas para un máximo confort.</p>	
	Precio
CARPO 2 SE 15km/h 80 Ah	4.180,00 €
CARPO 2 SE XD* 13km/h 80Ah (*versión D especial para rampas pronunciadas)	4.265,00 €








ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

<input type="checkbox"/>	Baterías 2 x 12V 75Ah		
<input type="checkbox"/>	Motores 1.000 W		
<input type="checkbox"/>	Longitud total 1430 mm		
<input type="checkbox"/>	Reposacabezas de serie		
<input type="checkbox"/>	Reposabrazos abatibles y ajustables		
<input type="checkbox"/>	Regulación profundidad de asiento		
<input type="checkbox"/>	Luces LED, intermitentes y luz de freno		
<input type="checkbox"/>	2 puertos de carga USB para periféricos		
<input type="checkbox"/>	Llantas depostivas		
<input type="checkbox"/>	15 km/4		
<input type="checkbox"/>	Peso máxim usuario 150 kg		

COLORES

<input type="checkbox"/>	Umbral Grey		S.C.
<input type="checkbox"/>	Light Ivory (Beige)		S.C.
<input type="checkbox"/>	Plata		S.C.
<input type="checkbox"/>	Rojo		S.C.

OPCIONES

	Retorvisor	<input type="radio"/>	s.c.
	Porta-muletas	<input type="checkbox"/>	75,00 €
	Soporte bombona	<input type="checkbox"/>	Consultar
	Funda protectora	<input type="checkbox"/>	140,00 €
	Baúl equipajes	<input type="checkbox"/>	158,00 €
	Soporte rollator	<input type="checkbox"/>	117,00 €
	Protector MOVO	<input type="checkbox"/>	730,00 €