

INOVYS II + L70			
Inovys II con L70 un sistema de posicionamiento de asiento granulado para ofrecer mayor comodidad a los usuarios			
		Precio	Imagen
Configuración estándar		3.200,00 €	
S = Standard O = opciones sin costes adicionales □ = opciones con costes adicionales			

CONFIGURACIÓN				
	Chasis Inovys II Altura respaldo estándar (55-60cm)	S		
	Chasis Inovys II Altura extra de respaldo (70-75cm)	□	225,00 €	

ESTÁNDAR				
Ancho a escoger	45 cm (± 40 cm de ancho de asiento "cómodo" debido al grosor de los cojines laterales)	○		
	50 cm (± 45 cm de ancho de asiento "cómodo" debido al grosor de los cojines laterales)	○		
	ALTURA DE ASIENTO REGULABLE ○ 46 - 53 cm	S		
	PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE ○ 46 - 52 cm	S		
C55	COLOR DEL CHASIS INOX	S		
L70	Sistema de asiento granulado	S		
Bi5	Reposabrazos extraíble, altura regulable (sin granulado)	S		
BS10	Reposapiernas plegable y con altura regulable	S		
	Tapizado PU SOFT GRIS	S		
B54	Funda de tela de baño extraíble	S		
B74	Freno tambor	S		
B77	Pisapié	S		

REPOSACABEZAS				
L58C	Reposacabezas	☐	550,00 €	
L58G	Reposacabezas / extensión del respaldo granulado sistema de asiento 30 cm	☐	incluido	

RUEDAS DELANTERAS				
	200x35 mm PU	S		
	200x50 mm PU AP6	☐		
	200x30 mm PU AP5	☐		

RUEDAS TRASERAS				
T30	16" PU	S		

OPCIONES				
B12	Mesa	☐	160,00 €	
B15A	Mesa ajustable	☐	180,00 €	
B20	Cinturón de seguridad	☐	33,00 €	
B52	Portasuero	☐	93,00 €	
B58	Cinturón de seguridad con hebilla rápida	☐	67,00 €	
B83	Soporte de bombona ☐ 115 ☐ 130 ☐ 145 ☐ 155	☐	103,00 €	
L71	Brazos confort granulados DEBE COMBINARSE SIEMPRE CON EL REPOSABRAZOS B15	☐	159,00 €	
L72	Separador de piernas	☐	120,00 €	

OTRAS OPCIONES	
	Soluciones de sujeción Neoflex (consulte hoja de pedido de Neoflex)
	Soluciones de asiento y sujeción (consulte hoja de pedido de Physipro)
	Soluciones de asiento y posicionamiento - consulte las hojas de pedido de Vicaire
	Accesorios de gel confort - consulte el formulario de pedido de Gel cushions
	Soluciones granuladas de estabilización al vacío - consulte con su representante comercial