

RSX		
<p>100% personalizada, Suspensión regulable, a partir de 6.5kg, respaldo y salvaropas soldado, base de asiento ajustable en tensión, respaldo ajustable en tensión con tejido transpirable, Ruedas traseras ligeras de diseño de 24 pulgadas</p>		
Hoja de pedido	TNS RSX	7.400€ PVP (sin IVA)

Distribuidor:	Prescriptor:	Usuario:
Dirección:		
Teléfono:		
Número de chasis:	Fecha de pedido:	Fecha de toma de medidas:

A:.....cm

C:.....cm

D:.....cm

E:.....cm


F:.....cm

G:.....cm

H:.....cm

I:.....cm

<input type="checkbox"/> RSX Personalizada con suspensión ADL	+RSX2100	€ 7400.00
<input type="checkbox"/> RSX Personalizada rígida ADL	+RSX2133	€ 6550.00
<input type="checkbox"/> Chasis alta resistencia 100-125 kg	+RSX2125	€ 741.00
<input type="checkbox"/> A; Ancho de asiento (con salvaropas extraíbles +1cm de anchura de asiento real)	+RSX2200	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Ancho de caster (centro a centro) <input type="checkbox"/> 41cm <input type="checkbox"/> 46,5cm <input type="checkbox"/> 52cm <input type="checkbox"/> 56,5cm	+RSX2158	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Base de asiento parcialmente cónica	+RSX2220	€ 0.00



<input type="checkbox"/> Reposapiés (opcional, 20cm mínimo de espacio entre tubos)	+RSX2130	€ 301.00
--	----------	----------

TNS RSX/Hoja de pedido

<input type="checkbox"/> Recto	<input type="checkbox"/> Reposapiés U	<input type="checkbox"/> Reposapiés V	<input type="checkbox"/> Reposapiés Y
<input type="checkbox"/> C; Profundidad de asiento		+RSX2300	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Asiento ergonómico		+RSX2350	€ 287.00
<input type="checkbox"/> Extension del chasis desde primera cincha de tensión		+RSX2190	€ 374.00
<input type="checkbox"/> D; Frame length: front backrest to front castors		+RSX2195	€ 0.00
<input type="checkbox"/> E; Backrest height		+RSX2400	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Respaldo plegable/ajustable en ángulo		+RSX2410	€ 285.00
<input type="checkbox"/> Respaldo soldado		+RSX2420	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Ángulo de respaldo a 90° con el suelo		+RSX2700	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Respaldo <90° (inclinación frontal)		+RSX2710	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Respaldo >90° (inclinación trasera)		+RSX2720	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Tubos de respaldo regulables con fijación doble, laterales de nylon y tejido intermedio transpirable.		+RSX2442	€ 1355.00
<input type="checkbox"/> Tubos de respaldo con diseño lumbar personalizado		+RSX2440	€ 158.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


TNS RSX/Hoja de pedido

<input type="checkbox"/> Estabilizador de respaldo de profundidad personalizada (std. 6 cm)	+RSX2435	€ 199.00
<input type="checkbox"/> Respaldo con bloqueo	+RSX2430	€ 274.00
<input type="checkbox"/> Respaldo con bloqueo y tirador	+RSX2431	€ 717.00
<input type="checkbox"/> Tapizado de respaldo central en tejido transpirable (Negro)	+RSX2464	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Tapizado de respaldo central en nylon:		
<input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Amarillo <input type="checkbox"/> Verde <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/>	+RSX2465	€ 0.00
Negro		
<input type="checkbox"/> Tejido proporcionado por usuario		
<input type="checkbox"/> Tapizado lateral de respaldo en nylon:		
<input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Amarillo <input type="checkbox"/> Verde <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/>	+RSX2469	€ 0.00
Negro		
<input type="checkbox"/> Tejido proporcionado por usuario		
Tapizado de respaldo ajustable en tensión y funda de cojín en cuero		
<input type="checkbox"/> Tapizado de respaldo ajustable en tensión en cuero	+RSX2451	€ 832.00
<input type="checkbox"/> Tejido lateral de respaldo en cuero	+RSX2452	€ 458.00
<input type="checkbox"/> Profundidad de asiento regulable (fijación de respaldo por abrazaderas)	+RSX2450	€ 155.00
<input type="checkbox"/> Tapizado de respaldo central en tejido transpirable (Negro)	+RSX2445	€ 250.00
<input type="checkbox"/> F; Altura delantera del chasis	+RSX2500	€ 0.00
<input type="checkbox"/> G; Altura trasera del chasis	+RSX2510	€ 0.00
<input type="checkbox"/> H; Centro de gravedad (C.D.G.)	+RSX2800	€ 0.00
<input type="checkbox"/> C.D.G. Segundo eje traserocm (desde eje delantero. Eje handbike)	+RSX2880	€ 866.00
<input type="checkbox"/> Camber ... grados (0 - 20 grados)	+RSX2900	€ 0.00
<input type="checkbox"/> I; Reposapiés, soldado (tubo reposapiés)	+RSX2951	€ 245.00
<input type="checkbox"/> I; Reposapiés, altura y ángulo ajustable (Plataforma de aluminio 22x12cm)	+RSX2952	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Espacio bajo Plataforma reposapiés (delantero y trasero)	+RSX2150	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Anchura total máxima*	+RSX2600	€ 0.00
*como guía (depende de anchura de asiento, camber y distancia rueda-chasis)		
<input type="checkbox"/> Distancia rueda-chasis standard 2,5cm o cm	+RSX2610	€ 0.00

Opciones


TNS RSX/Hoja de pedido

<input type="checkbox"/> Base de asiento de aluminio soldado al chasis	+RSX2230	€ 263.00
<input type="checkbox"/> Frenos de tijera (no disponible en todos los modelos)	+RSX3032	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Frenos tijera, estilo colours	+RSX3031	€ 259.00
<input type="checkbox"/> Frenos empuje/tiro	+RSX3040	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Frenos empuje/tiro, compactos	+RSX3045	€ 259.00




! Salvarropas extraibles añaden +1cm a la anchura efectiva de asiento!



<input type="checkbox"/> Salvarropas extraibles de aluminio, con fender	+RSX3140	€ 414.00
<input type="checkbox"/> Altura standard (21cm)	+RSX3146	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Salvarropas extraibles de aluminio, medidas personalizadas	+RSX3148	€ 356.00
<input type="checkbox"/> Salvarropas de aluminio soldados, con fender	+RSX3150	€ 414.00
<input type="checkbox"/> Salvarropas de aluminio soldados, medidas personalizadas	+RSX3155	€ 0.00
<input type="checkbox"/>	+RSX3156	€ 648.00
<input type="checkbox"/> Salvarropas de carbono atornillados (sólo con respaldo soldado)	+RSX3158	€ 648.00
<input type="checkbox"/> Salvarropas de carbono atornillados, con fender (sólo con respaldo soldado)	+RSX3157	€ 648.00
<input type="checkbox"/> Salvarropas de carbono, extraibles	+RSX3159	€ 648.00
<input type="checkbox"/> Salvarropas de carbono con fender, extraibles	+RSX3160	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Borde de goma en salvarropas	+RSX3170	€ 326.00
<input type="checkbox"/> Tubo soldado en guardarropas (interior)	+RSX3175	€ 326.00
<input type="checkbox"/> Tubo soldado en guardarropas (exterior)	+RSX3177	€ 94.00
<input type="checkbox"/> Interior de salvarropas forrado en espuma, 1cm	+RSX3178	€ 133.00
<input type="checkbox"/> Interior de salvarropas forrado en espuma, 2cm	+RSX3550	€ 506.00
	+RSX3557	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Reposabrazos de altura ajustable/extraible (sólo con salvarropas de aluminio)		
<input type="checkbox"/> Corto (16cm) <input type="checkbox"/> standard (26cm) <input type="checkbox"/> largo (36cm)		
<input type="checkbox"/> Acolchado de reposabrazos recto (36cm)	+RSX3555	€ 962.00
<input type="checkbox"/> Reposabrazos regulable en altura tipo E.T., corto	+RSX3556	€ 962.00



<input type="checkbox"/> Protectores de chasis, negro	+RSX3042	€ 233.00
<input type="checkbox"/> Antivuelco Quick Release. izquierdo	+RSX3250	€ 302.00
<input type="checkbox"/> Antivuelco Quick Release. derecho	+RSX3255	€ 302.00
<input type="checkbox"/> Antivuelco, abatible <input type="checkbox"/> izquierdo <input type="checkbox"/> derecho	+RSX3256	€ 351.00
<input type="checkbox"/> Soporte pantorrillas	+RSX3350	€ 59.00
<input type="checkbox"/> Cincha de piés	+RSX3354	€ 42.00



<input type="checkbox"/> Cincha de piés PVC	+RSX3355	€ 95.00
<input type="checkbox"/> Cincha de piés A2J cm.	+RSX3356	€ 135.00

<input type="checkbox"/>	Plataforma reposapiés ABS	+RSX3358	€ 108.00
<input type="checkbox"/>	Plataforma reposapiés aluminio	+RSX3357	€ 165.00
<input type="checkbox"/>	Antideslizante en plataforma reposapiés	+RSX3655	€ 34.00
<input type="checkbox"/>	Plataforma reposapiés personalizada	+RSX3651	€ 209.00
			
<input type="checkbox"/>	Rebordes elevados en Plataforma reposapiés (añadir plano)	+RSX3465	€ 222.00
			
<input type="checkbox"/>	Reposapiés plegables individuales, incluye estabilizador extra	+RSX3468	€ 496.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiés abatible (unidad)	+RSX3475	€ 413.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Izquierdo,		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Derecho, incluyendo estabilizador extra		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Plegado hacia atrás		
<input type="checkbox"/>	Estabilizador de reposapiés extra	+RSX3480	€ 475.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras plegables	+RSX3705	€ 442.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras extraíbles/ regulables en altura de alta resistencia. Altura desde el suelocm	+RSX3717	€ 633.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras en estabilizador de respaldo (combinar con respaldo soldado o con fijación)	+RSX3716C	€ 753.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras extraíbles/ regulables en altura. Altura desde el suelocm	+RSX1715	€ 436.00
<input type="checkbox"/>	Empuñaduras fijas, modelo TNS	+RSX3706	€ 433.00
<input type="checkbox"/>	Portabastones, acero inoxidable con fijación quick release	+RSX3062	€ 175.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible standard, 90 grados, izquierdo (necesario +RSX3686)	+RSX3682	€ 467.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible standard, 90 grados, derecho (necesario +RSX3687)	+RSX3683	€ 467.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible standard, 75 grados, izquierdo (necesario +RSX3686)	+RSX3684	€ 467.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible standard, 75 grados, izquierdo (necesario +RSX3686)	+RSX3685	€ 467.00
<input type="checkbox"/>	Soporte reposapiernas soldado a chasis, izquierdo (reposapiernas no incluido)	+RSX3686	€ 499.00
<input type="checkbox"/>	Soporte reposapiernas soldado a chasis, derecho (reposapiernas no incluido)	+RSX3687	€ 499.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible confort, izquierda. Incluye soporte de pantorrilla plástico	+RSX3688	€ 818.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible confort, izquierda. Incluye soporte de pantorrilla acolchado	+RSX3688a	€ 838.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible confort, derecha. Incluye soporte de pantorrilla plástico	+RSX3689	€ 818.00
<input type="checkbox"/>	Reposapiernas abatible confort, derecha. Incluye soporte de pantorrilla acolchado	+RSX3689a	€ 838.00
<input type="checkbox"/>	Cincha de seguridad (nylon y Velcro), cm	+RSX3805	€ 98.00
<input type="checkbox"/>	Cincha A2J (Pelvilock) 2D <input type="checkbox"/> Pequeña STR402 <input type="checkbox"/> Grande	+STR401	€ 255.00
<input type="checkbox"/>	Cincha A2J (Pelvilock) 3D <input type="checkbox"/> Pequeña STR502 <input type="checkbox"/> Grande	+STR501	€ 265.00
<input type="checkbox"/>	Fijaciones para taxi, delanteras y traseras, soldadas (cumpliendo ISO 7176-19)	+RSX3876	€ 374.00
<input type="checkbox"/>	Protección de aluminio soldada bajo eje trasero	+RSX3870	€ 162.00
<input type="checkbox"/>	Bandeja personalizada (añadir plano)	+RSX3877	€ 1125.00
<input type="checkbox"/>	Soporte para bandeja, soldado a chasis	+RSX3878	€ 377.00
<input type="checkbox"/>	Suspensión front leg en horquilla delantera	+RSX3886	€ 866.00
<input type="checkbox"/>	Horquilla monobrazo, 1.5" ancho (solo ruedas de 4" or 5")	+RSX3885	€ 393.00
<input type="checkbox"/>	Aro hemiplegia 24" / 25" / 26" izquierda / derecha (no compatible con chasis HD)	+RSX3890	€ 2009.00
<input type="checkbox"/>	Aro hemiplegia personalizado (añadir plano)	+RSX3893	€ 791.00
<input type="checkbox"/>	Montaje para ruedas electrónicas (Alber/Decon) 12.7mm	+RSX3895	€ 1352.00

Ruedas delanteras

<input type="checkbox"/> 3" Ruedas LED	+WHLV300	€ 145.00
<input type="checkbox"/> 3" Deportivas (duras)	+WHLV310	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 3" Frogleg ancho extra	+WHLV330	€ 209.00
<input type="checkbox"/> 4" Ruedas LED	+WHLV400	€ 145.00
<input type="checkbox"/> 4" Deportivas / diario (duras)	+WHLV410	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 4" Soft rol (blandas)	+WHLV420	€ 162.00
<input type="checkbox"/> 4" Ruedas estrellas	+WHLV515S	€ 196.00
<input type="checkbox"/> 5" Ruedas LED	+WHLV500	€ 145.00
<input type="checkbox"/> 5" Diario (duras)	+WHLV510	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 5" Soft rol (blandas)	+WHLV520	€ 162.00
<input type="checkbox"/> 5" Ruedas estrella	+WHLV530	€ 196.00
<input type="checkbox"/> 6" Polímero	+WHLV610	€ 113.00
<input type="checkbox"/> 6" Frogleg extra anchas	+WHLV630	€ 209.00
<input type="checkbox"/> Tapa anti polvo	+WHLV518	€ 53.00

Ruedas traseras

Todas las ruedas se sirven como standard con cubiertas grises (max. 7,5bar) y aros de aluminio.

<input type="checkbox"/> 20" Ruedas traseras	+WHL20000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 22" Ruedas traseras	+WHL22000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 24" Ruedas traseras	+WHL24000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> Plata <input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Azul (horquillas a juego)		
<input type="checkbox"/> 24" Ruedas deportivas	+WHL24005	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy LX, 12 radios (negro*)	+WHL24012	€ 1566.00
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy SLX, 24 radios (negro*)	+WHL24024	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy LX con Flexrim, 12 radios (black*)	+WHL24112	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy SLX con Flexrim, 24 radios (black*)	+WHL24124	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 24" Ruedas todoterreno, aros de aluminio, incl. cubiertas ATB eff. 24"/25"/26"	+WHL24300	€ 809.00
<input type="checkbox"/> 25" Ruedas traseras	+WHL25000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> Plata <input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Azul (horquillas a juego)		
<input type="checkbox"/> 25" Ruedas deportivas	+WHL25005	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 25" X-Core (3 radios carbono)	+WHL25010	€ 1672.00
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy LX 12 radios (negro*)	+WHL25012	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy SLX 24 radios (negro*)	+WHL25024	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy LX con Flexrim, 12 radios (negro*)	+WHL25112	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 25" Spinergy SLX con Flexrim, 24 radios (negro*)	+WHL25124	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 26" Ruedas deportivas	+WHL26000	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy LX, 12 radios (negro*)	+WHL26012	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy SLX, 24 radios (negro*)	+WHL26024	€ 1556.00
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy LX con Flexrim, 12 radios (negro*)	+WHL26112	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 26" Spinergy SLX con Flexrim, 24 spokes (negro*)	+WHL26124	€ 2081.00
<input type="checkbox"/> 28" Ruedas deportivas	+WHL27000	€ 0.00

* Por favor, póngase en contacto con nosotros para diseños de ruedas Spinergy personalizados

Cubiertas

Otras opciones de cubiertas disponibles bajo pedido

<input type="checkbox"/> 24" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA24000	€ 82.00
<input type="checkbox"/> 24" Schwalbe Right Run	+BUBA24060	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 24" Schwalbe Camber, blanco	+BUBA24100	€ 59.00
<input type="checkbox"/> 24" Cubierta maciza	+BUBA24300	€ 262.00
<input type="checkbox"/> 25" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA25000	€ 82.00
<input type="checkbox"/> 25" Schwalbe Right Run	+BUBA25060	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 25" Schwalbe Camber, blanco	+BUBA25100	€ 59.00
<input type="checkbox"/> 25" Cubierta maciza	+BUBA25300	€ 262.00
<input type="checkbox"/> 26" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA26000	€ 82.00
<input type="checkbox"/> 26" Schwalbe Right Run	+BUBA26060	€ 0.00
<input type="checkbox"/> 26" Schwalbe Camber, blanco	+BUBA26100	€ 59.00
<input type="checkbox"/> 26" Cubierta maciza	+BUBA26300	€ 262.00
<input type="checkbox"/> 28" Schwalbe Camber, blanco	+BUBA27100	€ 59.00



TNS RSX/Hoja de pedido

Handrims and spoke guards				
<input type="checkbox"/> Aro aluminio corto (standard)	+HPL100	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL110	€ 0.00
<input type="checkbox"/> Aro acero inoxidable, corto	+HPL200	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL210	€ 311.00
<input type="checkbox"/> Aro con funda de silicona, corto	+HPL300	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL310	€ 165.00
<input type="checkbox"/> Aro Tetra Curve (24", 25"), corto	+HPL400	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL410	€ 683.00
<input type="checkbox"/> Aro Tetra Curve L (24", 25", 26"), corto	+HPL415	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL420	€ 683.00
<input type="checkbox"/> Aro titanio, corto (24")	+HPL500	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL510	€ 808.00
<input type="checkbox"/> Aro imitación madera, corto (24", 25", 26")	+HPL750	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL610	€ 574.00
<input type="checkbox"/> Aro Quadro, corto (24", 25", 26")	+HPL850	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL660	€ 574.00
<input type="checkbox"/> Aro Gekko, corto (24", 25", 26")	+HPL950	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL760	€ 566.00
<input type="checkbox"/> Aro Gekko S, corto (24", 25", 26")	+HPL970	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL860	€ 566.00
<input type="checkbox"/> Aro aluminio corto (standard)	+HPL100	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL960	€ 566.00
<input type="checkbox"/> Aro acero inoxidable, corto	+HPL200	<input type="checkbox"/> Ancho	+HPL980	€ 688.00
<input type="checkbox"/> Cubreradios, transparente (par)			+SBS120	€ 244.00
<input type="checkbox"/> Cubreradios, negro (par)			+SBS140	€ 244.00

Cojines y respaldos

- Cojines y respaldos Phisypro. Consultar hoja de pedido en www.vermeiren.es
- Cojines y respaldos Vicair. Consultar hoja de pedido en www.vermeiren.es

Marca y modelo: – Código producto:

Colores de chasis

Recubrimiento en polvo. Toda la gama 'RAL Classic' disponible sin coste:

<input type="checkbox"/> RAL (std. brillo), RAL No. Nombre del color:	+RSX5010	€	0.00
<input type="checkbox"/> Acabado mate (6% brillo)	+RSX5011	€	0.00
<input type="checkbox"/> Acabado brillante	+RSX5012	€	0.00
<input type="checkbox"/> Acabado pulido (look cromado)	+RSX5013	€	0.00
<input type="checkbox"/> Partes en colores especiales, consultar precio	+RSX5014	€	0.00

Si tiene alguna demanda especial sobre la construcción de su silla de ruedas o sus opciones y accesorios, o para más información, puede ponerse en contacto con nosotros en info@vermeiren.es.

