








<h1>INOVYS II + L70</h1>			
<p>Inovys II con la opción L70 de sistema de posicionamiento de asiento granulado para ofrecer mayor comodidad a los usuarios con capacidades de movilidad reducidas.</p>			
Únicamente precio interno		Precio	Imagen
Configuración estándar		3.200 €	
<p>S = Standard O = opciones sin costes adicionales □ = opciones con costes adicionales - = no es posible</p>			

CONFIGURACIÓN			
TIPO DE MARCA			
	Marco Inovys II	S	

ESTÁNDAR			
	45 cm (± 40 cm de anchura de asiento "cómoda" debido al grosor de los cojines laterales)	<input type="radio"/>	
	50 cm (± 45 cm de anchura de asiento "cómoda" debido al grosor de los cojines laterales)	<input type="radio"/>	
	ALTURA DEL ASIENTO REGULABLE <input type="radio"/> 46 - 53 cm	S	
	PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE <input type="radio"/> 46 - 52 cm	S	
C55	COLOR DEL MARCO INOX	S	
L70	Sistema de asientos granulados	S	
Bi5	Reposabrazos extraíble, altura regulable	S	
BS10	Reposapiernas plegable y con altura regulable	S	
	Tapizado PU SOFT GRIS	S	

B54	Funda de tela de baño extraíble	S		
B74	Freno de tambor	S		
B77	Pieza basculante	S		

REPOSACABEZAS

L58C	Reposacabezas moldeable	<input type="checkbox"/>	€ 550,00	
L58G	Reposacabezas / extensión del respaldo granulado sistema de asiento 30 cm	<input type="checkbox"/>	€ 650,00	








RUEDAS DELANTERAS



	200x35 mm PU	S		
	200x50 mm PU AP6	<input type="radio"/>		
	200x30 mm PU AP5	<input type="radio"/>		

RUEDAS TRASERAS






T30	16" PU	S		
-----	--------	----------	--	---

OPCIONES

B12	Mesa	<input type="checkbox"/>	€ 155,00	
B15	Mesa plegable	<input type="checkbox"/>	€ 170,00	
B15A	Mesa ajustable	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	
B20	Cinturón de seguridad	<input type="checkbox"/>	€ 24,00	
B52	Portasuero	<input type="checkbox"/>	€ 83,00	
B58	Cinturón de seguridad con hebilla rápida	<input type="checkbox"/>	€ 60,00	
B83	Soporte de bombona <input type="radio"/> 115 <input type="radio"/> 130 <input type="radio"/> 145 <input type="radio"/> 155	<input type="checkbox"/>	€ 103,00	

L71	Brazos confort granulados DEBE COMBINARSE SIEMPRE CON EL REPOSABRAZOS B15	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
L72	Separador de piernas	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	

OTRAS OPCIONES

	Soluciones de sujeción Neoflex (consulte hoja de pedido de Neoflex)
	Soluciones de asiento y sujeción (consulte hoja de pedido de Physipro)
	Soluciones de asiento y posicionamiento - consulte las hojas de pedido de Vicair
	Accesorios de gel confort - consulte el formulario de pedido de Gel cushions
	Soluciones granuladas de estabilización al vacío - consulte con su representante comercial