

 	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejora la estabilidad y la postura.</li> <li>- Reduce el deslizamiento</li> <li>- Corrección postural Básica y Compleja</li> <li>- Carcasa rígida en aluminio.</li> </ul>	
<b>**Cód. SRC 030C**</b>	
	<b>PVP (sin IVA)</b>

**CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR S = Standard**

<b>Kit incluido</b>	Carcasa rígida en aluminio	<b>S</b>
	Sistema de anclaje de dos puntos con quick release	<b>S</b>
<b>Funda incluida</b>	Funda HP2	<b>S</b>
<b>Composición respaldo</b>	Plastazote ¼", Sunmate soft ½", Viscose 1"	<b>S</b>

**FORMA DEL RESPALDO**



Forma ergonómica que favorece la autopropulsión **Profiled**  **770,00 €**


Mayor soporte para las escápulas **Contour**  **770,00 €**

**TAMAÑO**


Ancho x Alto	Ancho x Alto	Ancho de silla asociado (Distancia entre tubos del chasis del respaldo, por la parte externa, donde se colocaran los anclajes)	
inches	cm		
12" x 12"	30,5 x 30,5	De 12" a 13"	○
12" x 14"	30,5 x 35,5	De 30,50 cm a 33,00 cm	○
14" x 14"	35,5 x 35,5	De 14" a 15"	○
14" x 16"	35,5 x 40,5	De 35,50 cm a 38,00 cm	○
16" x 16"	40,5 x 40,5	De 16" a 17"	○
16" x 18"	40,5 x 45,5	De 40,50 cm a 43,00 cm	○
16" x 20"	40,5 x 51,0		○
18" x 16"	45,5 x 40,5	De 18" a 19"	○
18" x 18"	45,5 x 45,5	De 45,50 cm a 48,00 cm	○
18" x 20"	45,5 x 51,0		○
20" x 16"	51,0 x 40,5	De 20" a 21"	○
20" x 18"	51,0 x 45,5	De 51,00 cm a 53,00 cm	○
20" x 20"	51,0 x 51,0		○

## CONTROLES LATERALES


### OPCIONES DE ALMOHADILLAS



Recto




Perfilado



**Ajustable**

**126,00 €**



**Abatible**

**205,00 €**

TAMAÑOS	Alto	Profundo	AJUSTE DE ALTURA	IZQUIERDO	DERECHO
PEDIATRIC	102 mm	102 mm	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X-SMALL	152 mm	114 mm	25 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SMALL	178 mm	114 mm	25 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MEDIUM	200 mm	114 mm	51 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MEDIUM L	200 mm	140 mm	51 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LARGE	255 mm	114 mm	76 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X-LARGE	255 mm	140 mm	76 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a


**AJUSTE DE PROFUNDIDAD:** Todos los controles laterales también están equipados con ajuste de profundidad de 1" / 25 mm

**NOTA:** Las medidas incluyen la almohadilla.

## FUNDAS

<b>FUNDA HP2</b>	Estándar adaptada para soporte del reposacabezas	<input type="checkbox"/>	<b>203,00 €</b>
------------------	--	--------------------------	-----------------

## OPCIÓN DE EXTENSIÓN



**OPCIÓN DE EXTENSIÓN:** Proporciona 1"/25mm de ancho adicional

<input type="checkbox"/>	<b>40,00 €</b>
--------------------------	----------------