

Jazz S50

Silla de ruedas manual

La silla de ruedas **Jazz S50** en una excelente combinación entre técnica, confort y calidad **VERMEIREN**. Considerada como silla estándar, pero con muchas ventajas. Empuñaduras ergonómicas, tapizado de nylon fácil de limpiar, reposabrazos y reposapiernas ajustables y ruedas traseras desmontables.



VERMEIREN
we care for you

Opciones

La **Jazz S50** puede equiparse como modelo de tránsito (T30) o ampliarse con varias opciones como ruedas de autopropulsión, antivuelcos, o reposabrazos B05. Por favor consulte la hoja de pedido para una lista completa y actual.



B78 - Antivuelcos



B86 - Ruedas tránsito



B05 - Reposabrazos regulable en altura



B75 - Frenos

Colores

C86
gris
carbono

Información técnica

Ancho total	565 / 595 / 615 / 635 / 655 / 675 mm
Altura total	935 mm
Largo total	1120 mm
Anchura plegada	290 mm
Ancho del asiento	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
Altura reposabrazos	220 mm

Productos diseñados medida

Nuestro principio fundamental es simple: su silla de ruedas debe adaptarse a usted, no al revés. Por eso nuestras sillas de ruedas son evolutivas y dan una respuesta adecuada a sus necesidades específicas.

Todas nuestras sillas de ruedas se pueden adaptar, tienen numerosas opciones y se pueden personalizar completamente para que haya una silla de ruedas para cada persona. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Jazz S50** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.



Ruedas T30 opcionales

Altura de asiento	500 mm
Altura de respaldo	420 mm
Profundidad de asiento	450 mm
Peso	16,6 kg
Peso máximo usuario	130 kg
Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles. Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.