

carpo



VERMEIREN
we care for you

carpo

Carpo SE es tu scooter moderno para exteriores diseñado para uso diario, que brinda la mejor comodidad y rendimiento para viajes prolongados en cualquier condición climática. Cuenta con un diseño deportivo y totalmente equipado.

10
km/h

15
km/h



Umbra
Grey



Light
Ivory



Plata



Rojo

REPOSABRAZOS REGULABLES

Regulables en altura y ancho
para incrementar el confort



ASIENTO PIVOTANTE Y AJUSTABLE

Para mayor confort, equipado con
un reposacabezas extraíble



SISTEMA DE LUCES

Luces frontales y traseras
con intermitentes



ALTA DISTANCIA AL SUELO

Para una mejor
experiencia de
conducción en
exterior



CESTA

Desmontable



DISPLAY LCD Y PUERTO USB

Puerto USB para cargar teléfonos,
display LCD fácil de usar



•• VELOCIDAD MÁX. ••
Hasta
15 km/h

AUTONOMÍA ••
Hasta
45 km

•• PESO USUARIO ••
Hasta
150 kg



TECHNICAL INFORMATION

Ancho total	660 mm
Largo total	1535 mm
Altura total	1390 mm
Altura del asiento	480-555 mm
Radio de giro mínimo	2000 mm
Rango de conducción*	45 km
Motor	750 W
Velocidad*	10 o 15 km/h
Peso	144 kg
Peso máximo del usuario	150 kg
Baterías	2x12V - 80Ah

*La autonomía se calcula según las normas europeas.

*La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%).

Medidas en mm y kg.

Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



Para más información contacte con su distribuidor local.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



VERMEIREN

we care for you