



ECLIPS X2
KIDS

Silla plegable ligera,
fabricada en aluminio.





Compacta y versátil

Compacta y versátil, la **Eclips X2 Kids** incluye todos los elementos necesarios para adaptar la silla a las necesidades personales del usuario.

Eclips X2 Kids es plegable para un fácil transporte, y todo esto en un llamativo y moderno color rojo.

Equipada con frenos, respaldo plegable y cinturón de seguridad. Disponible en anchos de asiento de 32 y 36 cm.





Respaldo plegable



Muy compacta



BZ7 – Reposapiés elevable
opcional





Productos diseñados para adaptarse a ti

Nuestro principio básico: Es la silla de ruedas la que debe adaptarse a ti, y no al revés. Esta es la razón de que nuestras sillas sean evolutivas y la respuesta a tus necesidades específicas.

Todos los modelos de sillas pueden ser adaptados, cuentan con numerosas opciones y pueden ser completamente personalizados, creando una silla de ruedas para cada usuario. Este es el resultado de nuestra experiencia e investigación continua desde 1957.

Calidad garantizada

Con respecto a la calidad, Eclips X2 Kids cumple las normas más estrictas establecidas por los institutos de certificación de toda Europa.

Datos técnicos

■ Anchura total	520 mm
■ Altura total	930 mm
■ Longitud total	830 mm
■ Anchura plegada	320 mm
■ Anchura de asiento	320 - 360 mm
■ Altura de reposabrazos	190 mm

■ Altura de asiento	440 mm
■ Altura de respaldo	330 mm
■ Profundidad de asiento	320 mm
■ Peso	13,6 kg
■ Peso máximo usuario	60 kg
■ Información adicional	CE

Medidas en mm y kg. Las medidas y peso (1,5mm y 1,5kg) pueden diferir. Imágenes solo con fines de ilustración. Sujeto a modificaciones técnicas. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es

Para más información contacte con su distribuidor local.

