



EL ÓPTIMO COJÍN PEDIÁTRICO



Especialmente diseñado para niños

Rellenado de pequeñas SmartCells para una óptima redistribución de la presión

Creado para una movilidad sin preocupaciones

El Vicair Junior Vector 02 está diseñado para el físico infantil. Basado en el Vicair Vector 02 y lleno de pequeñas SmartCells, proporciona óptima distribución uniforme de la presión y comodidad. Apreciará la excelente estabilidad y posibilidades de posicionamiento de este cojín. Ofrece una solución para, por ejemplo, niños con trastornos musculares y espasmos. 100% lavable a máquina y transpirable, para una óptima higiene y perfecta regulación de temperatura y humedad.

El Vicair Junior Vector 02 mantiene al niño cómodo, seguro y protegido durante sus aventuras diarias.

RENDIMIENTO DEL

Protección de la piel/ Antidecúbitus	▲▲▲▲△
Redistribución de la presión	▲▲▲▲▲
Reducción del cizallamiento	▲▲▲▲△
Control del micro-clima	▲▲▲▲▲
Amortiguación de impactos y vibraciones	▲▲▲▲▲

Posicionamiento	▲▲▲▲▲
Estabilidad lateral	▲▲▲▲▲
Estabilidad frontal	▲▲▲▲▲
Prevención del deslizamiento	▲▲▲▲▲
Permite ajustes manuales	▲▲▲▲▲
Permite transferencias fáciles	▲▲▲▲△

Mantenimiento y Seguridad	▲▲▲▲▲
Durabilidad	▲▲▲▲▲
Confiability	▲▲▲▲▲
Funcionalidad cuando se usa mal	▲▲▲▲△
Bajo nivel de mantenimiento	▲▲▲▲▲
Alto nivel de higiene	▲▲▲▲▲

Funcionalidad y Aplicación	▲▲▲▲▲
Comodidad	▲▲▲▲▲
Cojín super ligero	▲▲▲▲▲
Rango de tallas disponible	▲▲▲▲▲
Peso máximo de usuario	▲▲▲▲▲
Asiento bajo a la altura del suelo	▲▲▲▲▲
Ajustes automáticos	▲▲▲▲△

USADO CON

Espasmos, desórdenes musculares

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura	6 cm
Peso medio	450 gramos
Peso máx. usuario	100 kg
Lavable a máquina a	60°C máx.

TAMAÑOS DE COJÍN

- Estándar
- Bajo pedido

Inch	Ancho					
	10	11	12	13	14	
CM	25	28	30	33	35	
10	25	28	30	33	35	
11	28	30	33	35		
12	30	33	35			
13	33					
14	35					