



D200

Licht en praktisch

De D200 rolstoel van VERMEIREN is de ideale lichtgewicht aluminium rolstoel voor een comfortabel dagje uit! Eenvoudig en comfortabel in gebruik, voor zowel de gebruiker als de begeleider. De D200 rolstoel is zeer licht van gewicht en eenvoudig te verkleinen voor transport in de auto. De duwhandvaten zijn voor iedere begeleider individueel in hoogte verstelbaar. Zowel de beensteunen als armleuningen zijn eenvoudig persoonlijk instelbaar en standaard voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvaten.



VERMEIREN
we care for you

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.



Standaard voorzien van quick release achterassen



Afneembare voetsteunen



Optie B78 Anti-tip systeem



OOptie BZ8 - Lengte compenserende comfort beensteunen



Standaard voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvaten



Standaard voorzien van armleuningen die in hoogte instelbaar zijn



In hoogte aanpasbare voorwielen



Rolstoel voldoet aan de norm ISO 7176-19 voor veilig vervoer van rolstoel gebruikers

Technische informatie

■ Totale breedte	620 / 660 / 700 mm
■ Totale hoogte	880 - 940 mm
■ Totale lengte	1010 mm
■ Dichtgevouwen breedte	300 mm
■ Zitbreedte	420 / 460 / 500 mm
■ Hoogte armsteunen	220 - 240 mm

■ Zithoogte	470 - 530 mm
■ Hoogte rug	420 mm
■ Zitdiepte	430 mm
■ Gewicht	16 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België


www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet de **D200** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Kleur(en)



C86

antraciet

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN
we care for you