

Nunca salgas sin tu capota



Protegido en cualquier condición climática.

La capota de scooter definitiva para las 4 estaciones



VERMEIREN
we care for you

Capota para scooters. REDISEÑADA



No importa el clima, la capota movo te protege del sol, pero también de cualquier otra condición climática. Combinando un tejido impermeable y un parabrisas con protección solar, también protege frente al frío y el viento.

Fácil de instalar, fácil de montar, y con un diseño impecable, la capota movo te protege del sol, la lluvia, el frío y el viento, al tiempo que mantiene una ventilación óptima de la cabina

Maximiza el uso de tu vehículo

Una temporada mas larga.

Usa tu vehículo antes en primavera, y extiende la temporada gracias a su protección frente al frío y la lluvia.

Dobla tus salidas anuales. Aumenta la frecuencia de tus salidas en climas cambiantes. No tengas miedo de que te sorprenda la lluvia lejos de casa gracias a la capota retráctil, que puede ser adaptada en función del clima

Una capota que se convierte en una cabina al instante

Gracias a su tecnología de plegado, la cabina no debe estar desplegada continuamente. Puedes elegir la posición que más te convenga en función del clima. Tú eliges: Cabina o capota en un solo producto



Instalación súper-rápida

Puedes plegar o desplegar la capota en menos de 10 segundos. Es ultra-rápido.



Fácil de instalar

Puedes encontrar en nuestra web un manual de instalación detallado y un preciso vídeo de montaje, por lo que podrás instalar la capota en menos de 15 minutos. Una vez instalada, la capota puede ser desplegada en menos de 10 segundos



Diseño compacto

El ancho de la capota Movo es de 74cm, lo que te permite pasar por cualquier vano, incluso puertas interiores estrechas



Ultraligera

Con un peso de 8,7kg la capota Movo puede ser instalada fácilmente por una única persona

No importa el clima

La capota Movo te protege principalmente del sol, pero también de otras condiciones climáticas. Combinando tejido impermeable, parabrisas y protección solar, también te protege del frío y el viento



Para tu scooter

Gracias a un ingenioso sistema de montaje empleando el enganche bajo el asiento, la capota Movo es compatible con la mayoría de los modelos de scooter VERMEIREN*

*Compatible con modelos Mercurius, Carpo y Ceres. Contacte a su proveedor local para más información

Diseño impecable



La capota Movo está fabricada en aluminio moldeado y policarbonato de alta resistencia para reducir el peso y maximizar la durabilidad



Su proceso de fabricación por moldeo garantiza un diseño superior, calidad y estabilidad



Los tejidos y cremalleras son repelentes al agua, robustos y de alta calidad. Los materiales han sido seleccionados para asegurar la durabilidad del producto, mientras protegen a su usuario



Las ventanillas y parabrisas se fabrican con mica 3UV de grado marino, que optimiza la visibilidad y la durabilidad de la cabina

movo
evolution

Distributed by the VERMEIREN Group



Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.



Montaje súper-rápido



Ultraligera



Calidad superior

Productos diseñados a medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Movo** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.



Información técnica

Ancho total	736 mm
Altura total	965 - 1117 mm
Largo total	1245 mm
Largo plegado	787 mm
Altura del interior	711 mm
Ancho interior	711 mm

Profundidad del interior	1346 mm
Materiales	mica - calidad náutica grado 3 anti-UV aluminio fundido y policarbonato de alta resistencia
Lavable	sí
Peso	8,7 kg
Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.

VERMEIREN
we care for you