

# SCOOTERS

NUEVA EDICIÓN



**VERMEIREN**  
we care for you

01

eris

02

ceres

03

carpo

04

carpo<sup>xd</sup>

05



PCIONES

# FABRICADO

# EN EUROPA

## AUMENTANDO CALIDAD Y FLEXIBILIDAD

En **VERMEIREN**, estamos muy orgullosos de la meticulosa artesanía de nuestra línea de scooters Eris, Ceres y Carpo, producidos aquí en Europa. Esta no es sólo una elección de producción; es un testimonio de nuestro compromiso con la excelencia, la calidad, y fiabilidad.

## CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Cada scooter de nuestra línea está diseñado con la máxima atención al detalle y la calidad. Nuestro proceso de producción, llevado a cabo por nuestra mano de obra cualificada, se basa en décadas de experiencia. Desde la fase de diseño inicial hasta los toques finales, cada paso se ejecuta cuidadosamente para garantizar que nuestros scooters no solo cumplan, sino que superen los más altos estándares.

## PRODUCCIÓN LOCAL, IMPACTO GLOBAL

Cuando eliges el scooter Eris, Ceres, Carpo, no estás simplemente comprando un medio de transporte; estás invirtiendo en artesanía, calidad y fiabilidad europeas. Únete a nosotros para experimentar la diferencia que proviene de un producto elaborado con pasión, experiencia, y un compromiso con la excelencia.



# eris

Eris es tu scooter de interior y exterior para distancias cortas, tales como ir a comprar y tomar algo con amigos o familiares.

Completo con intermitentes e iluminación en versión LED. La cesta se puede quitar para que puedas llevarla contigo cuando compres artículos pequeños en tu supermercado local.



Umbra Grey



Light Ivory



Plata



Rojo



**DISPLAY**  
Fácil de usar




**CESTA**  
Desmontable



**COLUMNA DE DIRECCIÓN**  
Ajustable para una mejor conducción



**SISTEMA DE LUCES LED**  
Luces LED frontales y traseras con intermitentes



**SUSPENSIÓN**  
Absorción de impactos integrada para una experiencia de conducción más suave



**ASIENTO PIVOTANTE**  
Equipado con un bolsillo detrás



• VELOCIDAD MÁX. •  
Hasta  
10 km/h

AUTONOMÍA  
Hasta  
37 km

• PESO USUARIO •  
Hasta  
140 kg



## TECHNICAL INFORMATION

Ancho total	570 mm
Largo total	1185 mm
Altura total	1150 mm
Altura del asiento	450-500 mm
Radio de giro mínimo	2900 mm
Rango de conducción*	30-37 km
Motor	320 W
Velocidad*	6 o 10 km/h
Peso	75 kg
Peso máximo del usuario	140 kg
Baterías	2x12V - 38Ah/50Ah

\*La autonomía se calcula según las normas europeas.

\*La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%).

Medidas en mm y kg.

Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

# ceres

Ceres SE es tu scooter de exterior que combina **diseño, calidad y comodidad**, ofreciendo el equilibrio óptimo para los viajes diarios en términos de usabilidad, comodidad y rendimiento.



**DISPLAY**  
Fácil de usar



**CESTA**  
Desmontable




**COLUMNA DE DIRECCIÓN**  
Ajustable para una mejor conducción



**SISTEMA DE LUCES LED**  
Luces LED frontales y traseras con intermitentes



**ASIENTO PIVOTANTE Y AJUSTABLE**  
Para mayor confort, equipado con un reposacabezas extraíble



**SUSPENSIÓN**  
Absorción de impactos integrada para una experiencia de conducción más suave



• VELOCIDAD MÁX. •  
Hasta  
15 km/h

AUTONOMÍA •  
Hasta  
48 km

• PESO USUARIO •  
Hasta  
140 kg



## TECHNICAL INFORMATION

Ancho total	620 mm
Largo total	1300 mm
Altura total	1280 mm
Altura del asiento	450-500 mm
Radio de giro mínimo	2800 mm
Rango de conducción*	30-48 km
Motor	450 o 650 W
Velocidad*	10 o 15 km/h
Peso	106 kg
Peso máximo del usuario	140 kg
Baterías	2x12V - 38Ah/50Ah

\*La autonomía se calcula según las normas europeas.  
\*La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%).

Medidas en mm y kg.  
Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

# carpo

Carpo SE es tu scooter moderno para exteriores diseñado para uso diario, que brinda la mejor comodidad y rendimiento para viajes prolongados en cualquier condición climática. Cuenta con un diseño deportivo y totalmente equipado.

10  
km/h

15  
km/h



Umbra  
Grey



Light  
Ivory



Plata



Rojo

## REPOSABRAZOS REGULABLES

Regulables en altura y ancho  
para incrementar el confort



## DISPLAY LCD Y PUERTO USB

Puerto USB para cargar teléfonos,  
display LCD fácil de usar



## CESTA

Desmontable



## ALTA DISTANCIA AL SUELO

Para una mejor  
experiencia de  
conducción en  
exterior



## SISTEMA DE LUCES

Luces frontales y traseras  
con intermitentes



## ASIENTO PIVOTANTE Y AJUSTABLE

Para mayor confort, equipado con  
un reposacabezas extraíble





•• VELOCIDAD MÁX. ••  
Hasta  
15 km/h

AUTONOMÍA ••  
Hasta  
45 km

•• PESO USUARIO ••  
Hasta  
150 kg



## TECHNICAL INFORMATION

Ancho total	660 mm
Largo total	1535 mm
Altura total	1390 mm
Altura del asiento	480-555 mm
Radio de giro mínimo	2000 mm
Rango de conducción*	45 km
Motor	750 W
Velocidad*	10 o 15 km/h
Peso	144 kg
Peso máximo del usuario	150 kg
Baterías	2x12V - 80Ah

\*La autonomía se calcula según las normas europeas.

\*La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%).

Medidas en mm y kg.

Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

# carpo<sup>xd</sup>

Carpo XD SE ofrece más potencia y rendimiento para una mejor experiencia de conducción en carreteras empinadas o terrenos irregulares.

Nuestra relación de marchas inteligentemente programada proporciona un par motor y una estabilidad excepcionales, garantizando que pueda conducir con confianza incluso durante un uso prolongado en condiciones difíciles.

**13**  
km/h

Umbra  
Grey

Light  
Ivory

Plata

Rojo

**REPOSABRAZOS  
REGULABLES**

Regulables en altura y ancho para incrementar el confort



**DISPLAY LCD Y PUERTO USB**

Puerto USB para cargar teléfonos, display LCD fácil de usar



**CESTA**

Desmontable



**ALTA DISTANCIA  
AL SUELO**

Para una mejor experiencia de conducción en exterior



**SISTEMA DE LUCES**

Luces frontales y traseras con intermitentes



**ASIENTO PIVOTANTE  
Y AJUSTABLE**

Para mayor confort, equipado con un reposacabezas extraíble





• VELOCIDAD MÁX. •  
Hasta  
13 km/h

AUTONOMÍA  
Hasta  
57 km

• PESO USUARIO •  
Hasta  
150 kg



## TECHNICAL INFORMATION

Ancho total	660 mm
Largo total	1535 mm
Altura total	1390 mm
Altura del asiento	480-555 mm
Radio de giro mínimo	4020 mm
Rango de conducción*	57 km
Motor	750 W
Velocidad*	13 km/h
Peso	144 kg
Peso máximo del usuario	150 kg
Baterías	2x12V - 100Ah

\*La autonomía se calcula según las normas europeas.  
\*La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%).

Medidas en mm y kg.  
Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

# OPCIONES

**VERMEIREN** ofrece una amplia gama de accesorios para tu scooter. Desde soporte para muletas hasta funda para scooter, optimiza el uso de tu scooter con la selección de nuestras opciones

	Eris	Ceres SE	Carpo SE Carpo XD
• SW31	●	●	●
• B83		●	●
• SW06		●	●
• SW03		●	●
• SWB3		●	●
• SH08	●	●	●
• SW09		●	●
• SWB4		●	●
• MOVO		●	●



**SW31**  
*Porta bastones*



**B83**  
*Porta bombona  
de oxígeno cilíndrica*



**SH08**  
*Funda de scooter*



**SW09**  
*Parabrisas*





**SW06**  
*Porta rollator*



**SW03**  
*Caja de herramientas*



**SW84**  
*Reposapiés elevado*



**SW83**  
*Porta bombona*



# mevo

evolution



# LA CAPOTA DEFINITIVA PARA LAS 4 ESTACIONES EN SCOOTERS DE MOVILIDAD



**Developed in Canada**

Developed and designed by Quebec engineers.

## NO IMPORTA EL CLIMA

La capota Movo te protege ante todo del sol, pero también de todas las condiciones climáticas. Combinando tejido protector contra la lluvia, parabrisas y parasol, protege también contra el frío y el viento.

## PARA TU SCOOTER

Gracias a una ingeniosa instalación mediante el enganche debajo del asiento, la capota Movo es compatible con la mayoría de los modelos de scooters **VERMEIREN**, incluidos Ceres Carpo y Mercurius 4D.

## UNA CAPOTA QUE SE CONVIERTE EN CABINA EN UN INSTANTE.

Gracias a su tecnología retráctil no es necesario bajarlo en todo momento. Podrás elegir la posición que más te convenga, dependiendo del clima. Por lo tanto, tienes la opción de capota y cabina con el mismo producto.



### INSTALACIÓN SÚPER RÁPIDA

Puedes instalar o quitar la capota Movo en menos de 10 segundos. Es ultrarrápido.



### FÁCIL DE MONTAR

Un manual de montaje detallado y un vídeo de montaje preciso están disponibles en nuestra web, por lo que podrás montar la capota en menos de 15 minutos. Una vez ensamblado, la instalación se puede completar en menos de 10 segundos.



### DISEÑO COMPACTO

El ancho de la capota Movo es de 74 cm, lo que le permite pasar por todas las aberturas, incluso por puertas interiores pequeñas.



### ULTRALIGERO

Con un peso total de 8,7 kg (19 lbs), la capota Movo puede ser instalada fácilmente por una sola persona.





Para más información contacte con su distribuidor local.

## **VERMEIREN Ibérica, s.L.U.**

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
[info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



# **VERMEIREN**

we care for you