

Easy Life





Jinny

Al onze douche stoelen zijn ideaal voor gebruik in de douche, bad, badkamer of andere vochtige omgevingen.

De speciaal ontworpen rubbers aan het uiteinde van elke poot zuigen zichzelf vast aan het oppervlak en zorgen voor veiligheid en stabiliteit.

breedte: 350 mm

diepte: 350 mm

zithoogte: 330 mm - 510 mm

diameter zitvlak: 320 mm

gewicht: 1,5 kg

gebruikersgewicht: 150 kg



Lilly



Gebruiksvriendelijkheid in combinatie met functioneel design.
Alle zitjes zijn voorzien van een structuur toplaag die dienst doet als anti-slip.
Beschikbaar als model zonder of met gevormde rugsteun.

breedte: 510 mm
diepte: 510 mm
hoogte: 770 - 870 mm
rughoogte: 430 mm
zitbreedte: 510 mm
zithoogte: 360 - 460 mm
gewicht: 3 kg
gebruikersgewicht: 150 kg

Jill



breedte: 510 mm
diepte: 420 mm
zithoogte: 350 - 530 mm
zitbreedte: 510 mm
gewicht: 2 kg
gebruikersgewicht: 150 kg



Melbourne



breedte: 480 mm
diepte: 560 mm
hoogte: 720 - 820 mm
rughoogte: 370 mm
zitbreedte: 410 mm
zithoogte: 340 - 440 mm
gewicht: 2,8 kg
gebruikersgewicht: 150 kg

Sidney

breedte: 500 mm
diepte: 520 mm
zithoogte: 340 - 440 mm
zitbreedte: 410 mm
gewicht: 2 kg
gebruikersgewicht: 150 kg



Lola - Lory

Laly



Zowel Lola als Lory zijn twee handige, in hoogte regelbare badkrukken met rubberen voeten. Door een simpele druk op de knop past u de zithoogte aan tot de gewenste hoogte. Voor het opbergen kunnen de 4 poten maximaal ingeschoven worden.

breedte: 450 mm
diepte: 450 mm
zithoogte: 360 - 520 mm
zitbreedte: 450 mm
gewicht: 2,1 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

breedte: 450 mm
diepte: 450 mm
hoogte: 620 - 790 mm
zithoogte: 360 - 520 mm
zitbreedte: 450 mm
gewicht: 2,85 kg
gebruikersgewicht: 130 kg



breedte: 510 mm
diepte: 570 mm
totale hoogte: 880 - 1000 mm
zithoogte: 370 - 530 mm
zitbreedte: 420 mm
gewicht: 3,8 kg
gebruikersgewicht: 130 kg



Kate



breedte: 830 mm
diepte: 610 mm
hoogte: 800 - 910 mm
rughoogte: 370 mm
zitbreedte: 690 mm
zithoogte: 470 - 580 mm
gewicht: 4,5 kg
gebruikersgewicht: 150 kg

Vicky

Transferplank



breedte: 350 mm
lengte: 730 mm
hoogte: 100 mm
gewicht: 2,65 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

Vera

Transferplank met een 360° draaischijf



breedte: 350 mm
lengte: 730 mm
hoogte: 100 mm
zit ø: 321 mm
gewicht: 3,75 kg
gebruikersgewicht: 130 kg



Ivy



Een functionele en robuuste badhandgreep die u de extra veiligheid en stabiliteit geeft bij het in- en uitstappen van uw bad.

Eenvoudig te monteren en installeerbaar op de meeste badmodellen door de variabele breedte instelling van de greep.

breedte: 180 mm

diepte: 230 mm

hoogte: 480 mm

min. - max. opening: 60 - 115 mm

gewicht: 1,6 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Paris



Een draaiende badstoel (360°) voor het vereenvoudigen van transfers.

Met een universeel bevestigingssysteem en een anti-slip zitvlak voor een betere veiligheid en stabiliteit.

breedte: 721 mm

lengte: 515 mm

hoogte: 560 mm

zitdiepte: 370 mm

zitbreedte: 410 mm

gewicht: 6,65 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Magda

Een draaiende badstoel (360°) voor het vereenvoudigen van transfers. Zit en rug uit 1 naadloos geheel, voorzien van verluchttingsgaten en afwateringsopeningen. Met een universeel bevestigingssysteem en een anti-slip zitvlak voor een betere veiligheid en stabiliteit.

breedte: 735-785 mm

lengte: 535 mm

hoogte: 530 mm

zitdiepte: 360 mm

zitbreedte: 440 mm

gewicht: 4,2 kg

gebruikersgewicht: 130 kg




Grace & Iris



De Grace zit is voorzien van twee handgrepen en een rugplaat om aan de muur te bevestigen. Daardoor kan dit model eenvoudig omhooggeklapt worden. De poten zijn in hoogte verstelbaar afhankelijk van uw lichaamslengte.

breedte: 480 mm
diepte: 410 mm
hoogte: 420 - 530 mm
zitbreedte: 480 mm
zithoogte: 380 - 490 mm
gewicht: 3 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

De opklapbare toiletsteun Iris is ontworpen om u te helpen bij het opstaan vanaf het toilet. Het is mogelijk om de toiletsteun naar boven toe op te klappen. Een wc-papier houder is tevens voorzien.



breedte: 100 mm
lengte: 740 mm
hoogte: 230 mm
gewicht: 1,8 kg
gebruikersgewicht: 130 kg



Pluo

Pluo (met 5" of 24" wielen) is een verrijdbare douchestoel met een afneembare opvangemmer, wegklapbare armsteunen en aanpasbare voetsteun. Eenvoudig in onderhoud en snel reinigbaar.

Model met 5" wielen
Breedte: 570 mm
Lengte: 720 - 785 mm
Zitbreedte: 480 mm
Zithoogte: 515 mm
Zitdiepte: 450 mm
Hoogte: 1035 mm
Gewicht: 9,7 kg
Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Toebehoren/Opties
toiletdeksel
extra zitcover
comfort rug
afneembare gelpads op de zit
hoofdsteun
veiligheidsgordel
aanpasbare zithoogte
van 515 - 605 mm



Model met 24" wielen
Breedte: 668 mm
Lengte: 910 - 975 mm
Zitbreedte: 480 mm
Zithoogte: 515 mm
Zitdiepte: 450 mm
Hoogte: 1035 mm
Gewicht: 14 kg
Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Toebehoren/Opties
toiletdeksel
extra zitcover
comfort rug
afneembare gelpads op de zit
hoofdsteun
veiligheidsgordel



Liddy



De Liddy toiletgrepen voorzien in extra comfort en ondersteuning. Aanpasbaar in hoogte en eenvoudig te monteren.

breedte: 560 - 660 mm
diepte: 470 mm
hoogte: 630 - 740 mm
gewicht: 1,45 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

Tina & Stacy



De Vermeiren toiletzit verhoger werd ontworpen om de zithoogte van een toilet te verhogen voor meer comfort en om het neerzitten en rechtopstaan te vergemakkelijken.

breedte: 520 mm
diepte: 430 mm
hoogte: 380 mm
zitbreedte: 450 mm
breedte aanpassing: 290 - 380 mm
gewicht: 2,5 kg
gebruikersgewicht: 130 kg



breedte: 570 mm
diepte: 530 mm
zitbreedte: 450 mm
zithoogte: 440 - 590 mm
hoogte armsteunen: 230 mm
totale hoogte: 800 - 950 mm
gewicht: 8,6 kg
gebruikersgewicht: 130 kg





Ina

De badkamer handgrepen zijn beschikbaar in verschillende lengtes, variërend van 300 tot 600 mm.

Overall bruikbaar en ook met name in vochtige omgevingen.




Izzie

De badkamer handgrepen zijn beschikbaar in verschillende lengtes, variërend van 300 tot 800 mm. Met uitzondering van het model Izzie R en Izzie L, dewelke handgrepen in L-vorm zijn. Ontworpen als algemene steunelementen zijn ze overal bruikbaar met inbegrip van vochtige omgevingen.

Izzie 300, 400, 450, 600, 800
lengte: 300 - 400 - 450 - 600 - 800 mm
diepte: 70 mm
gewicht: 0,4 - 0,45 - 0,5
0,55 - 0,75 kg

Izzie L/R
lengte: 840 mm
hoogte: 480 mm
diepte: 70 mm
gewicht: 1,1 kg



Pedalo

Thuis in beweging blijven met een handpedalo die volledig opvouwbaar is. Tevens voorzien van een kilometerteller.

Kim

breedte: 395 mm
lengte: 500 mm
hoogte: 300 mm
hoogte gedemonteerd: 160 mm
gewicht: 2,3 kg
max. belasting: 50 kg



Met een pedalo is het mogelijk om toch in beweging te blijven wanneer fiets- of wandeltochtjes niet meer mogelijk zijn.

Nathalie

breedte: 400 mm
lengte: 530 mm
hoogte: 260 mm
hoogte gedemonteerd: 240 mm
gewicht: 1,95 kg
max. belasting: 50 kg



Nicky

De grijper Nicky is ontworpen voor dagelijks gebruik bij het oprapen of vastnemen van kleine voorwerpen. De voorzijde van de grijper Nicky is uitgerust met een kleine magneetkop. Deze kan u helpen bij het oppikken van kleine magnetische voorwerpen zoals sleutels, nikkel of blikjes.

dikte: 12 mm
lengte: 760 mm
hoogte: 110 mm
gewicht: 0,15 kg
kleuren: zwart, rood, groen, blauw



Twist

Draai uw lichaam 360° op alle
mogelijke stoelen of ondergronden.

dikte: 50 mm
diameter: 400 mm
gebruikersgewicht: 120 kg



Stokken

Vermeiren biedt een uitgebreid gamma wandelstokken aan, voor zowel binnen- als buitengebruik.

Van stijlvolle, opvouwbare modellen tot vaste modellen.

Zoek de kleur en het model die het beste bij u passen en geniet meer van uw dagelijkse verplaatsingen.

Ashley Groot & Medium (in hoogte instelbare kruk)
hoogte van 1140 mm tot 1340 mm (Groot)
hoogte van 1340 mm tot 1540 mm (Medium)
gebruikersgewicht: 120 kg



Zoë

hoogte van
750 mm tot 980 mm
gewicht: 0,60 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

Beatrix 0,35 kg
Betty 0,40 kg
Bonny 0,35 kg
Britney 0,35 kg
Mona 0,35 kg
Mary 0,40 kg
Maud 0,40 kg
Monica 0,35 kg

hoogte: van 790 mm tot 1020 mm
(min. - max. hoogte)
vouwbaar of vast model



Beatrix Betty Bonny Britney
plooibaar, gebruikersgewicht 100 kg

Mary Maud Mona Monica
vast, gebruikersgewicht 130 kg



Flora 1 Flora 2 Flora 3
plooibaar, gebruikersgewicht 100 kg
hoogte van 840 mm tot 940 mm



Marylin

Twee in een. Marylin is niet enkel een wandelstok maar tevens een paraplu. Als het regent ontvouwt u gewoon de paraplu en kan u nog steeds de wandelstok blijven gebruiken.



hoogte van 870 mm
tot 920 mm
gebruikersgewicht: 130 kg



Stephanie

handhoogte: van 740 tot 980 mm instelbaar
gewicht: 0,55 kg/stuk
gebruikersgewicht: 130 kg

Electra

Vaste wandelstok met LED verlichting en luid alarmsignaal.

breedte: 160 mm
hoogte van 775 mm tot 1000 mm
lengte handgrip: 120 mm
gewicht: 0,35 kg
gebruikersgewicht: 120 kg



rood



paars



Rollators

Een rollator of loophulp is ideaal voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben tijdens het wandelen. Ze zijn handig voor binnen- of buitenshuis gebruik, om neer te zitten als u even wil uitrusten of door met het dienblad zaken mee te nemen van de ene naar de andere kamer.

Quadri-light

breedte: 650 mm
hoogte: 805 - 930 mm
diepte: 700 mm
zithoogte: 610 mm
zitbreedte: 450 mm
gewicht: 7,25 kg
gebruikersgewicht: 130 kg
kleur: metallic zilver of rood



Quadri light met optionele draagtas die tevens vooraan kan worden bevestigd.

Cadeo

breedte: 590 mm
hoogte: 800 - 910 mm
diepte: 600 mm
zithoogte: 540 mm
zitbreedte: 450 mm
gewicht: 5,5 kg
gebruikersgewicht: 90 kg
kleur: blauw



Goliat

breedte: 650 mm
hoogte: 830 - 1020 mm
diepte: 750 mm
zithoogte: 490 - 560 mm
zitbreedte: 550 mm
gewicht: 10,7 kg
gebruikersgewicht: 200 kg
kleur: rood of zilver



ECO-plus

breedte: 610 mm
hoogte: 845 - 985 mm
diepte: 680 - 795 mm
zithoogte: 540 mm
zitbreedte: 450 mm
gewicht: 7,2 kg
gebruikersgewicht: 136 kg
kleur: zilvergrijs, blauw



286B Carbon

breedte: 605 mm
hoogte: 770 - 1010 mm
diepte: 645 mm
zithoogte: 610 mm
zitbreedte: 400 mm
gewicht: 11 kg
gebruikersgewicht: 120 kg
kleur: carbongrijs



Quava

breedte: 655 mm
hoogte: 830 - 955 mm
diepte: 710 mm
zithoogte: 540 mm
zitbreedte: 450 mm
gewicht: 7,7 kg
gebruikersgewicht: 136 kg
kleur: rood of carbongrijs



286i

breedte: 600 mm
hoogte: 780 - 990 mm
diepte: 680 mm
zithoogte: 560 mm
zitbreedte: 420 mm
gewicht: 9,85 kg
gebruikersgewicht: 120 kg
kleur: carbongrijs, blauw



Four-light

breedte: 660 mm
hoogte: 870 - 990 mm
diepte: 750 mm
zithoogte: 550 mm
zitbreedte: 450 mm
gewicht: 8,45 kg
gebruikersgewicht: 130 kg
kleur: carbongrijs, oranje, wit



ECO-light

breedte: 600 mm
hoogte: 820 - 950 mm
diepte: 760 mm
zithoogte: 550 mm
zitbreedte: 410 mm
gewicht: 7,6 kg
gebruikersgewicht: 120 kg
kleur: champagne



Lyna II

Lindsey



Lyna II (articulerend)

breedte: 560 mm
diepte: 470 mm
geplooid: 120 mm
hoogte: 780 - 955 mm
pootverstelling: 175 mm
gewicht: 2,65 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

Lindsey

breedte: 590 mm
diepte: 540 mm
geplooid: 120 mm
hoogte: 790 - 970 mm
pootverstelling: 180 mm
gewicht: 2,75 kg
gebruikersgewicht: 130 kg



Opties



Maureen



April



Amy

Toiletstoel

We bieden een ruim assortiment aan in nachtstoelen, van vaste tot verrijdbare modellen.

Zachte en comfortabele bekleding zorgen voor een aangenaam en huiselijk gevoel.

139E

breedte: 560 mm
diepte: 820 mm
hoogte: 950 mm
hoogte armsteunen: 226 mm
rughoogte: 375 mm
zithoogte: 528 mm
zitdiepte: 420 mm
zitbreedte: 420 mm
gewicht: 13 kg
gebruikersgewicht: 120 kg



9062

breedte: 620 mm
diepte: 610 mm
hoogte: 950 mm
hoogte armsteunen: 230 mm
rughoogte: 400 mm
zithoogte: 510 mm
zitdiepte: 470 mm
zitbreedte: 460 mm
gewicht: 8,7 kg
gebruikersgewicht: 120 kg



9062 XXL

breedte: 780 mm
diepte: 665 mm
hoogte: 950 mm
hoogte armsteunen: 180 mm
rughoogte: 400 mm
zithoogte: 500 mm
zitdiepte: 540 mm
zitbreedte: 600 mm
gewicht: 15 kg
gebruikersgewicht: 175 kg



Eagle 620-625



De Vermeiren patiëntenlift werd ontworpen om een reël comfort te bieden zowel voor de patiënt tijdens transfers alsook voor de verzorger.

Vermeiren ontwierp deze patiëntenlift met aandacht voor functionaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Kwaliteitsvolle wielen van 100 mm zorgen dat de patiëntenlift op zowat elke ondergrond gebruikt kan worden.

Opties

Diverse tilbanden

Max. gewicht


Eagle 620 : 150 kg

Eagle 625 : 175 kg

TILBAND met HOOFDSTEUN

verkrijgbaar in
M - L - XL (solid & net)


| | A | B | C | D | E |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M | 750 | 350 | 470 | 270 | 400 |
| L | 820 | 380 | 490 | 400 | 400 |
| XL | 900 | 430 | 590 | 400 | 400 |



STANDAARD TILBAND

verkrijgbaar in
M - L - XL (solid & net)


| | A | B | C | D |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M | 740 | 370 | 430 | 400 |
| L | 790 | 420 | 480 | 430 |
| XL | 850 | 480 | 520 | 450 |



TILBAND met TOILETUITSPARING

verkrijgbaar in
M - L - XL (solid & net)

| | A | B | C | D |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M | 740 | 220 | 580 | 410 |
| L | 780 | 260 | 660 | 470 |
| XL | 860 | 310 | 710 | 500 |



Albatros

TILBANDEN

verkrijgbaar in
M - XL (solid & net)

| M | XL |
|-------------|--------------|
| 40 - 120 kg | 100 - 200 kg |


Max. gewicht
Albatros: 150 kg

Oprijsystemen

Voor een handig “hier en nu”-oprijssysteem zijn de Excellent KIT series de meest voor de hand liggende keuze.

Het enige wat u hoeft te doen is de hoogte op te meten van het obstakel of van de drempel en daarna beslissen welk formaat van oprijssysteem het beste voor u geschikt is.

Ook verkrijgbaar voor kleinere hoogtes van 10 tot 16 mm.



| Model | Langte | Breedte | Hoogte | Gewicht | Max. belasting |
|-------------------------|----------------|---------|--------------|-----------|----------------|
| Kit n°.1 | 260 mm | 750 mm | 10 à 40 mm | 1,3 kg | 200 kg |
| Kit n°.2 | 510 mm | 750 mm | 45 à 75 mm | 4,3 kg | 200 kg |
| Kit n°.3 | 760 mm | 750 mm | 75 à 115 mm | 9,2 kg | 200 kg |
| Kit n°.4 | 1010 mm | 750 mm | 115 à 150 mm | 15,8 kg | 200 kg |
| Telescopische rampen | 1060 - 1900 mm | 250 mm | 50 mm | 2 x 7 kg | 220 kg |
| | 1660 - 3130 mm | 250 mm | 50 mm | 2 x 10 kg | 220 kg |

Kits 2,3 en 4 worden geleverd met een installatie CD-rom.

V-drive

De V-Drive maakt verplaatsingen met een rolstoel heel eenvoudig. De begeleider laat de V-Drive al het werk doen. Het oprijden van heuvels, hellingen, oneffenheden... geen enkel probleem voor de V-Drive.

Het gamma bestaat uit twee versies.

Een standaardversie (voor personen tot 135 kg)
en een heavy-duty versie (voor personen tot 200 kg).



zitbreedtes: 390 - 480 mm
(500 - 600 mm H.D.)
max. snelheid: 6 km/u
maximum helling: 8°
actieradius: ca. 15 km
motor: 150 W (200 W H.D.)
batterij: 2 x 12 V 12 Ah
gewicht: 11,8 kg (zonder batterij)
gebruikersgewicht: 135 kg (200 kg H.D.)



Met instelbare hoogte aanpassing zodat de motor altijd horizontaal gepositioneerd blijft.



Normandie

Voor een optimaal comfort zowel thuis als in een verzorgingsthuis zijn de geriatrische zetels leverbaar met een ruim assortiment aan opties.

Serumhouders, tafels, een extra hoofdsteun...
Maak een keuze uit de verschillende kleuren en accessoires.

Tevens verkrijgbaar als met vaste rug, verstelbare rug of in XXL versie.



Verstelbare rug/beensteun
breedte: 660 mm
lengte: 750 mm
hoogte: 1200 mm
hoogte rug: 780 mm
zitbreedte: 540 mm
zithoogte: 510 mm
gewicht: 26 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

Alesia

breedte: 700 mm
hoogte: 1330 mm
lengte: 800 mm
hoogte armsteunen: 0 - 270 mm
rughoogte: 800 mm
zithoogte: 530 mm
zitdiepte: 480 mm
zitbreedte: 540 mm
rug inclinatie: 30°
zit inclinatie: 12°
gebruikersgewicht: 140 kg
gewicht: vanaf 33 kg





Kunstleder

Stof



De liftzetel Ontario biedt u een optimaal comfort aan in uw eigen vertrouwde omgeving. Met een eenvoudige druk op de afstandsbediening kan u languit neerliggen en comfortabel ontspannen.

Ontario II (versie met 2 motors) zorgt ervoor dat het beengedeelte en het ruggedeelte onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden. U kan dan bv. enkel het beengedeelte inclineren waar het ruggedeelte in dezelfde positie blijft.

ONTARIO I ONTARIO II

| | | |
|--------------------|---------|---------|
| breedte: | 800 mm | 845 mm |
| zitbreedte: | 465 mm | 480 mm |
| hoogte armsteun: | 150 mm | 140 mm |
| zithoogte: | 500 mm | 500 mm |
| totale hoogte: | 1160 mm | 1145 mm |
| totale lengte: | 840 mm | 960 mm |
| zitdiepte: | 450 mm | 530 mm |
| rughoogte: | 695 mm | 670 mm |
| gewicht: | 49,6 kg | 53,3 kg |
| gebruikersgewicht: | 150 kg | 150 kg |



Liftzetels

De liftzetels Montreal is, evenals de Ontario, een ideale ontspanningszetel. Leverbaar in verschillende kleuren en structuren voor een perfecte harmonie met uw interieur.

MONTREAL

breedte: 850 mm
zitbreedte: 485 mm
hoogte armsteun: 150 mm
zithoogte: 500 mm
totale hoogte: 1140 mm
totale lengte: 830 mm
zitdiepte: 510 mm
rughoogte: 700 mm
gewicht: 54 kg
gebruikersgewicht: 150 kg



Kunstleder




Stof



Bedden

De Luna 2 bedden zijn stijlvolle, hoogwaardige 4-delige elektrische bedden die standaard geleverd worden met afstandsbediening en houten onrusthekken over de gehele lengte van het bed. Compleet met een zelfoprichter voor extra gebruiksgemak.



LUNA 2

breedte: 1020 mm
lengte: 2170 mm
min. hoogte: 335/400 mm
max. hoogte: 745/810 mm
inclinatie hoofd: 83°
inclinatie knie: -14,8°
inclinatie voeten: 31,7°
gebruikersgewicht: 140 kg



385

breedte: 460 mm
lengte : 590 mm
lengte (tafel uitgeklapt): 1250 mm
hoogte: 910 mm
gewicht: 35 kg

LUNA 2 BASIC

breedte: 1015 mm
lengte: 2170 mm
min. hoogte: 335/400 mm
max. hoogte: 745/810 mm
inclinatie hoofd: 83°
inclinatie knie: -14,8°
inclinatie voeten: 31,7°
gebruikersgewicht: 140 kg



LUNA 2 ULTRALOW

breedte: 1025 mm
lengte: 2180 mm
min. hoogte: 205 mm
max. hoogte: 615 mm
inclinatie hoofd: 83°
inclinatie knie: -14,8°
inclinatie voeten: 31,7°
gebruikersgewicht: 140 kg



377

hoogte: 650 - 940 mm
lengte: 810 mm
breedte:
430 mm
geplooid:
570 x 850 mm
groot tafelblad: 620 x 410 mm
belasting tafelblad: max. 10 kg



Illico

breedte: 1024 mm
lengte: 2080 mm
min. hoogte bedframe: 298 mm
max. hoogte bedframe: 828 mm
inclinatie hoofd: 70°
inclinatie knie: -17,2°
inclinatie voeten: 36,8°
gebruikersgewicht: 140 kg



Optionele muurstoters



Optionele centrale rem



376

hoogte: 610 - 960 mm
lengte: 920 mm
breedte: 460 mm
klein tafelblad: 150 x 400 mm
groot tafelblad: 600 x 400 mm
belasting tafelblad: max. 15 kg

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be



Verdeeld door:

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit