

SCOOTMOBIELEN



Afgebeeld model enkel ter illustratie.
Sommige zaken kunnen optioneel zijn.



VENUS 4 SPORT LUCHTBANDEN

■ Lengte :	1060 mm
■ Breedte :	560 mm
■ Hoogte :	900 mm
■ Grond-voetplaat :	140 mm
■ Batterij :	2x12V-20 Ah
■ Actieradius :	18 km ^h
■ Snelheid :	6 km/u ^h
■ Gewicht :	56,15 kg
■ Gewicht zonder batterij en zetel :	34,5 kg
■ Gebruikersgewicht :	115 kg
■ Kleur :	rood

VENUS 4 Sport is een scootmobiel met vier wielen voor binnen- en buitengebruik. **DELTA STUUR** en **LUCHTBANDEN** zorgen voor extra rijplezier. Net zoals de gewone Venus 4 Sport is ook dit model demonteerbaar in 4 delen zonder nood aan extra gereedschappen.



** Maximum actieradius

VENUS 4 SPORT

■ Lengte :	1040 mm
■ Breedte :	550 mm
■ Hoogte :	900 mm
■ Grond-voetplaat :	160 mm
■ Batterij :	2x12V-20 Ah
■ Actieradius :	18 km ^h
■ Snelheid :	6 km/u ^h
■ Gewicht :	55,9 kg
■ Gewicht zonder batterij en zetel :	34,25 kg
■ Gebruikersgewicht :	115 kg
■ Kleur :	zilvergrijs



** Maximum actieradius

SEDNA PREMIUM

- Lengte : 960 mm
- Breedte : 530 mm
- Hoogte : 870 mm
- Batterij : 24V - 10,5 Ah
- Actieradius : 14 km**
- Snelheid : 6 km/u
- Gewicht : 31,6 kg
- Gewicht zonder batterij : 28,3 kg
- Gebruikersgewicht : 115 kg
- Kleur : rood
- Standaard armsteunen en draaibare zit
- Opties : winkelnetje



SEDNA is de perfecte meeneembare scootmobiel die je kan opvouwen in 1 enkele beweging. Voet op het pedaal, duwen, vergrendelen en meenemen. Tevens voorzien van een draaibare zit met wegklapbare en aanpasbare armsteunen met zijdelingse reflectoren en een uitneembare lithium batterij met anti-diefstal slot en luchtbanden.



Optioneel boodschappennetje



Duidelijke en eenvoudige besturing



Luchtbanden voor een aangener rijcomfort

** Maximum actieradius

ONE

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 15 Ah
■ Actieradius :	16 km**
■ Snelheid :	8 km/u*
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	44,9 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen rose / oranje

Dankzij de kleine draaicirkel is de **One** scootmobiel een perfecte compact indoor scootmobiel voor dagelijkse uitstapjes naar de supermarkt, het navigeren in kleine ruimtes of je eigen woning.

Doordat hij volledig demonteerbaar is, kan je hem makkelijk opbergen of meenemen op reis. Andere troeven zijn een roterende stoel, een LED batterij display en een aanpasbare arsteun.

Bepaal je eigen look met 4 inbegrepen verwisselbare kleuren.



Volledig demonteerbaar zonder extra gereedschappen



** Maximum actieradius

ONE AIR+

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 25 Ah
■ Actieradius :	30 km**
■ Snelheid :	8 km/u'
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	50 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen rose / oranje

Uitgerust met een **25A** batterij en **luchtbanden** met een rijafstand tot wel **30 km !**

Bepaal je eigen look met 4 inbegrepen verwisselbare kleuren.



Eenvoudig mee te nemen in bijna elk type van wagen.



25 AH batterij voor een grotere actieradius.



** Maximum actieradius

CARPO 3D

- Lengte : 1400 mm
- Breedte : 660 mm
- Hoogte : 1350 mm
- Grond-voetplaat : 200 mm
- Batterij : 2x12V-80Ah
- Actieradius : 50 km**
- Snelheid : 15 km/u
- Gebruikersgewicht : 150 kg
- Kleur : grijs
- LCD display
- Kilometer teller



** Maximum actieradius

CARPO 4D

- Lengte : 1450 mm
- Breedte : 660 mm
- Hoogte : 1350 mm
- Grond-voetplaat : 200 mm
- Batterij : 2x12V-80Ah
- Actieradius : 50 km**
- Snelheid : 15 km/u
- Gebruikersgewicht : 150 kg
- Kleur : grijs
- LCD display
- Kilometer teller



** Maximum actieradius

CARPO 2

■ Lengte :	1535 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1390 mm
■ Grond-voetplaat :	210 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	45 km**
■ Snelheid :	15 km/u*
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	zilver / rood olijfgroen / ivoor



** Maximum actieradius

MERCURIUS 4D

■ Lengte :	1440 mm
■ Breedte :	680 mm
■ Hoogte :	1360 mm
■ Grond-voetplaat :	165 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	40 km**
■ Snelheid :	15 km/u'
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	champagne



VERLENGDE ACTIE

Verkrijgbaar in 3 extra kleuren zoals **ROOD**, **GRIJS** of **BLAUW**.
Profiteer ervan en vraag ernaar bij uw lokale verdeler.



** Maximum actieradius

ERIS

■ Lengte :	1185 mm
■ Breedte :	570 mm
■ Hoogte :	1150 mm
■ Grond-voetplaat :	145 mm
■ Batterij :	2x12V-50Ah
■ Actieradius :	37 km**
■ Snelheid :	10 km/u'
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	zilver / rood olijfgroen / ivoor



** Maximum actieradius

CERES 4 Deluxe

■ Lengte :	1310 mm
■ Breedte :	610 mm
■ Hoogte :	1160 mm
■ Grond-voetplaat :	150 mm
■ Batterij :	2x12V-50Ah
■ Actieradius :	40 km ^{**}
■ Snelheid :	12 km/u [*]
■ Gebruikersgewicht :	135 kg
■ Kleur :	champagne



** Maximum actieradius

CERES

■ Lengte :	1300 mm
■ Breedte :	620 mm
■ Hoogte :	1280 mm
■ Grond-voetplaat :	175 mm
■ Batterij :	2x12V-50Ah
■ Actieradius :	30 km ^{**}
■ Snelheid :	15 km/u [*]
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	rood / zilver olijfgroen / ivoor



** Maximum actieradius

OPTIES



1

rollatorhouder
SW06



2

windscherm
SW09



3

zuurstoffleshouder
SW83



4

spiegel
SW74



5

bagagebak
SW03



6

stokkenhouder
SW31



7

rollatorhouder
SW06



8

beschermhoes
SW08

Opties	1	2	3	4	5	6	7	8
Venus 4 sport			●	●		●		
Sedna								
One						●		
Carpo 3D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 2 SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Mercurius 4D	●		●	S	●	●	●	●
Ceres 4 Deluxe	●		●	S	●	●	●	●
Ceres SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Eris				S		●		

S : standaard - ● : compatibel

Scootmobiel regencover - Nieuw ontwerp

De MOVO regencover is eenvoudig monteerbaar dankzij het excellente kwaliteitsdesign. Hij biedt bescherming tegen zon, regen, koude en wind terwijl de ventilatie optimaal blijft.

Dankzij z'n unieke opvouwbare cabine hoef je hem niet te demonteren. Afhankelijk van het weer, kan je de positie van het dak aanpassen. Twee-in-één dus, regencover en cabine dankzij MOVO*.

* Niet compatibel met andere opties




Supersnelle installatie • Eenvoudig te installeren
Compact design • Ultra-licht



VERMEIREN Nederland B.V.

c/o: Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België - Tel.: +32 36 202020 - Fax: +32 3 666 4894
info@vermeiren.co.nl - www.vermeiren.co.nl



** Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).