



Versie: B, 2017-05

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.

Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk, fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt, gekopieerd of verspreid.

© N.V. Vermeiren N.V. 2017

Kinderen

2202 Aqua - Safari

2215 Happy - Sporty

6

6

10

Jongvolwassenen

2217 Freedom

14

14

Volwassenen

2219 Lagoon

2219 Vintage

E-bike

16

16

18


20

Opties

22

Hoe kies ik mijn fiets?

De keuze van de fiets is afhankelijk van de totale lengte van de binnenzijde van uw been.(A)
(totale afstand van hiel tot aan de lies, gemeten met een gestrekt been.)





2202



Binnenbeenlengte
van 30 tot 46 cm

3 jaar
en
ouder

SAFARI. Model voor jongens en meiden.

Decoratieve figuren met heldere, glanzende kleuren maken deze fiets een eyecatcher voor kinderen. De bel is een decoratieve dolfijn en de bak op de achterkant is ideaal om speelgoed in mee te nemen. Het stuur (verschillende modellen verkrijgbaar) is aanpasbaar in hoogte en in hoek, waardoor de fiets perfect instelbaar is naar de wensen van uw kind.

- Handrem voorzien van parkeerrem.
- Zadel in hoogte verstelbaar.
- Laag frame om de instap te vereenvoudigen.
- Uitgevoerd als doortrapper, zowel voor- als achteruit.
- Verschillende opties verkrijgbaar.



Overzicht van de verkrijgbare opties op pagina 22.

								
totale lengte	totale breedte	zadel hoogte	hoogte zadel-pedaal	instap hoogte	stuur hoogte	wiel maat	totaal gewicht	gebruikers gewicht
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5°) zijn mogelijk.

202



SAFARI

2202

Binnenbeenlengte
van 30 tot 46 cm

3 jaar
en
ouder







SAFARI. Model voor jongens en meiden.

Decoratieve figuren met heldere, glanzende kleuren maken deze fiets een eyecatcher voor kinderen. De bel is een decoratieve giraffe en de bak op de achterkant is ideaal om speelgoed in mee te nemen. Het stuur (verschillende modellen verkrijgbaar) is aanpasbaar in hoogte en in hoek, waardoor de fiets perfect instelbaar is naar de wensen van uw kind.

- Handrem voorzien van parkeerrem.
- Zadel in hoogte verstelbaar.
- Laag frame om de instap te vereenvoudigen.
- Uitgevoerd als doortrapper, zowel voor- als achteruit.
- Verschillende opties verkrijgbaar.



Overzicht van de verkrijgbare opties op pagina 22.

								
totale lengte	totale breedte	zadel hoogte	hoogte zadel-pedaal	instap hoogte	stuur hoogte	wiel maat	totaal gewicht	gebruikers gewicht
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5°) zijn mogelijk.



Happy

HAPPY. Vrolijke meiden fiets.

Lieve roze kleuren in combinatie met helder wit en de bak op de achterkant is ideaal om speelgoed in mee te nemen. Het stuur (verschillende modellen verkrijgbaar) is aanpasbaar in hoogte en in hoek, waardoor de fiets perfect instelbaar is naar de wensen van uw kind.

- Handrem voorzien van parkeerrem.
- Zadel in hoogte verstelbaar.
- Laag frame om de instap te vereenvoudigen.
- Uitgevoerd als doortrapper, zowel voor- als achteruit.
- Verschillende opties verkrijgbaar.



V-brakes

2215

Binnenbeenlengte
van 50 tot 70 cm

8 jaar
en
ouder

Overzicht van de verkrijgbare opties op pagina 22.

totale lengte	totale breedte	zadel hoogte	hoogte zadel-pedaal	instap hoogte	stuur hoogte	wiel maat	totaal gewicht	gebruikers gewicht
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5°) zijn mogelijk.

2215



SPORTY - Stoere jongens fiets.

Diep donker zwart frame versierd met vlammen en de bak op de achterkant is ideaal om speelgoed in mee te nemen. Het stuur (verschillende modellen verkrijgbaar) is aanpasbaar in hoogte en in hoek, waardoor de fiets perfect instelbaar is naar de wensen van uw kind.

- Handrem voorzien van parkeerrem.
- Zadel in hoogte verstelbaar.
- Laag frame om de instap te vereenvoudigen.
- Uitgevoerd als doortrapper, zowel voor- als achteruit.
- Verschillende opties verkrijgbaar.



Overzicht van de verkrijgbare opties op pagina 22.

								
totale lengte	totale breedte	zadel hoogte	hoogte zadel-pedaal	instap hoogte	stuur hoogte	wiel maat	totaal gewicht	gebruikers gewicht
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5°) zijn mogelijk.

2217

FREEDOM

WHITE

De Freedom is een stevige fiets voor de veeleisende jongvolwassenen, verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. Een ideale fiets om de wereld mee te verkennen.

Overzicht van de verkrijgbare opties op pagina 22. Ook leverbaar als **E-bike** (pag. 20).



**totale
lengte**

1599



**totale
breedte**

670



**zadel
hoogte**

720-860



**hoogte
zadel-pedaal**

590-780



**instap
hoogte**

174



**stuur
hoogte**

986-1174



**wiel
maat**

20" x 1,75



**totaal
gewicht**

25,5



**gebruikers
gewicht**

110

FREEDOM BLACK

- Verschillende opties verkrijgbaar.
- Het stuur (verschillende types verkrijgbaar) is aanpasbaar in hoek en in hoogte.
- Zadel in hoogte verstelbaar.
- Laag frame om de instap te vereenvoudigen.
- V Brakes aan de voorzijde voorzien van parkeerrem. Optioneel schijfremmen verkrijgbaar voor de achterwielen.
- Ruime metalen transport bak aan de achterzijde.



2217

Binnenbeenlengte
van 70 tot 88 cm

14 jaar
en
ouder



V-brakes

LAGOON - Volwassen fiets.

Verkrijgbaar in de klassiek kleur bordeaux of een meer neutrale grijze kleur. De perfecte fiets voor lange afstanden met veel comfort en stabiliteit.

Overzicht van de verkrijgbare opties op pagina 22.

Ook verkrijgbaar als **E-Bike**, met een geïntegreerde elektromotor welke kan worden gebruikt ter ondersteuning.



L A G O O N

- Verschillende opties verkrijgbaar.
- Het stuur (verschillende types verkrijgbaar) is aanpasbaar in hoek en in hoogte.
- V Brakes aan de voorzijde voorzien van parkeerrem. Optioneel schijfremmen verkrijgbaar voor de achterwielen.
- Zadel in hoogte verstelbaar
- Laag frame om de instap te vereenvoudigen
- Ruime metalen transport bak aan de achterzijde.



Volwassenen



V brakes



totale
lengte
1808



totale
breedte
768



zadel
hoogte
810-900



hoogte
zadel-pedaal
640-880



instap
hoogte
194



stuur
hoogte
1121-1309
1013-1206 (Vintage)



wiel
maat
24" x 1^{3/8}



totaal
gewicht
27,8



gebruikers
gewicht
125

VINTAGE - Volwassen fiets.

Een klassiek en in het retro uitgevoerd fiets, die de aandacht van de mensen zal krijgen. Bruine wielen met een optioneel verkrijgbare grote vintage mand aan de achterzijde maken het plaatje compleet.

Overzicht van de verkrijgbare opties op pagina 22.

Ook verkrijgbaar als **E-Bike**, met een geïntegreerde elektromotor welke kan worden gebruikt ter ondersteuning.



Vintage

2219

Binnenbeenlengte
van 75 tot 108 cm

Volwassenen

- Het stuur (verschillende types verkrijgbaar) is aanpasbaar in hoek en in hoogte.
- V Brakes aan de voorzijde voorzien van parkeerrem
Optioneel schijfremmen verkrijgbaar voor de achterwielen.
- Laag frame om de instap te vereenvoudigen.
- Ruime metalen transport bak aan de achterzijde.
Optioneel vintage mand.
- Zadel in hoogte verstelbaar



totale
lengte
1808



totale
breedte
768



zadel
hoogte
810-900



hoogte
zadel-pedaal
640-880



instap
hoogte
194



stuur
hoogte
1121-1309
1013-1206 (Vintage)



wiel
maat
24" x 1,3⁸



totaal
gewicht
27,8



gebruikers
gewicht
125

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5°) zijn mogelijk.

2217E



Manuele besturing



Batterij blok

E-bike

Elektrische model met trapondersteuning.

De E-Bike is verkrijgbaar voor de volwassen **Lagoon** en de **Vintage** uitvoeringen en de Freedom kids uitvoering. De elektrische fiets maakt dat u eenvoudig verder kunt fietsen en dit met een hogere snelheid.

Het systeem is erg gebruiksvriendelijk. De eenvoudige **AAN/UIT** knop op de accu en de bedieningskast op het stuur is het enige wat u nodig heeft om de ondersteuning te kunnen gebruiken. De fiets is ook uitgevoerd met een **BOOSTER** knop voor een vlotte acceleratie (voor bijvoorbeeld het fietsen bergop).

Het accupakket, welke gemonteerd wordt aan de achterzijde van de fiets is licht en demontabel, waardoor het laden in huis kan gebeuren.

De motor van de elektronische ondersteuning is geplaatst in het voorwiel van de fiets.



E-versie

Binnenbeenlengte
van 75 tot 108 cm

Volwassenen



17 km/u



36 V / 9 Ah



250 W

Actieradius is afhankelijk van het gebruik, de staat van de weg, gebruikers eigenschappen en de hoogte van ondersteuning.

COMPATIBILITEITSTABEL

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
S1	Klassiek stuur	•	•	•	•	-
S2	Recht stuur	•	•	•	•	-
S3	Stadsstuur	-	-	•	•	standaard
S4	Rechthoekig stuur	•	•	•	-	-
S5	In hoek verstelbare stuurpen	-	-	•	•	•
D1	Stuur uitslagbegrenzer	•	•	•	•	•
06	Vast tandwiel	•	•	•	•	•
01 + B1	Vrijloop	-	-	•	•	•
B1	Schrijfrem op achterwiel	-	-	•	•	•
02	Achteruittrap rem	•	•	•	•	•
03	3 versnellingen	-	•	•	•	•
07	7 versnellingen	-	-	•	•	•
23	Differentieel	-	-	-	•	•
F1	Voetriem	•	•	•	•	•
F2	Pedaalhaak	•	•	•	•	•
F3	Voetschelp klittenband fixatie	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Voetschelp klittenband fixatie/enkelonderst.	•	•	•	•	•
F5	Verstelbare trapas, 2 posities (22mm)	-	•	•	•	•
E1	Duwstang (335 of 605 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
E2	Verlichtingskit	-	•	•	•	•
E3	Kilometerteller (batterijen inbegrepen)	-	•	•	•	•
E4	Vintage mand	-	-	-	-	•
E5	Koffer (volume: 30 liter)	-	-	•	•	•
E6	Stok (krukken) houder	-	-	•	•	•
E7	Bidonhouder (excl. bidon)	•	•	•	•	•
E8	Spiegel	•	•	•	•	•
E9	Handfixatie	•	•	•	•	•
E10	Handfixatie incl. fixatie	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Gesloten handschoen	•	•	•	•	•
E12	Comfort zadel (PU + plastic)	-	-	•	•	•
E13-D	Home trainer	-	•	•	•	•
E14	Mand voorzijde	-	-	•	•	•
BAT 9 - 13	Extra batterij E-bike (9A of 13A)	-	-	-	•	•
P1	Onderrug (heup) ondersteuning	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Rug ondersteuning	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Rug en onderrug (heup) ondersteun. (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Zadel verstelbaar in diepte (140 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Geveerde zadelpen	-	-	-	-	•
E-bike	Met elektrische trapondersteuning	-	-	•	•	•

(S) : SMAL - (M) : MEDIUM

U I T V O E R I N G E N

Sturen



S1 - Klassiek stuur



S2 - Recht stuur



S3 - Stad stuur



S4 - Vierkant stuur



S5 - Stuurpen in hoek
verstelbaar (-10° tot +50°)



D1 - Stuur
uitslagbegrenzer

Beweging



O6 - Vast tandwiel



O1 + B1 - Freewheel



B1 - Schijfremmen
op achterwiel



O2 - Achteruittrap rem



O3 - 3 versnellingen
O7 - 7 versnellingen



E13 D - Hometrainer

Ondersteuning



P1 - Onderrug
ondersteuning



P2 - Rug ondersteuning



P3 - Rug en onderrug
ondersteuning



E9 - Handfixatie



E10 - Handfixatie
inclusief fixatie



E11 - Gesloten
handschoen

EN OPTIES.

Varia



BAT 9 - BAT 13 - Extra batterij E-bike (9A of 13A)



P4 - Zadel verstelbaar (140 mm)



P5 - Geveerde zadelpen



E12 - Comfort zadel PU + plastic



E1 - Duwbeugel (335 mm of 605 mm)



E14 - Mand voorzijde

Pedalen



F1 - Vreef band



F2 - Toeclip



F3 - Voetenbak met klittenband fixatie



F4 - Voetenbak met klittenband fixatie en enkel ondersteuning



F5 - Aanpasbare krenk, 2 posities (22 mm)



E2 - Verlichtingskit (batterijen inbegrepen)

Accessoires



E3 - Kilometer teller (batterijen inbegrepen)



E4 - Vintage mand



E5 - Koffer volume: 30 liter



E6 - Stokhouder



E7 - Bidonhouder (exclusief bidon)



E8 - Spiegel

VERMEIREN Nederland

Correspondentieadres:

Vermeirenplein 1-15

B-2920 Kalmthout

Tel: +32 (0)3 620 20 20

Fax: +32 (0)3 666 48 94

website: www.vermeiren.co.nl

e-mail: info@vermeiren.co.nl



Verdeeld door:

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit