

# ALESIA

Esta silla geriátrica está equipada con ruedas de 125 mm para facilitar el desplazamiento. El respaldo es bajo, lo que facilita las transferencias o el acceso a un lavabo.

El respaldo está reforzado a nivel lumbar y puede ser inclinado por el usuario o por una tercera persona, puesto que los mandos están conectados.

El asiento es basculación/reclinación, y la pala del reposapiés es escamoteable y con muelles.

Los reposabrazos son regulables en altura. Está disponible en una versión con reposapiernas o sin reposapiernas.

El freno está centralizado y las ruedas traseras son direccionales.

Hay tres pedales de accionamiento: El azul para basculación/reclinación, el rojo para los frenos y el verde para bloquear las ruedas direccionales.  
Varios colores y opciones posibles.

Peso máximo del usuario de 140Kg.



	Precio	Imagen
<b>Configuración básica</b>	<b>2.300,00 €</b>	

## ANCHO DE ASIENTO

54cm	<input type="radio"/>	
------	-----------------------	--

## PROFUNDIDAD DEL ASIENTO

48cm	<input type="radio"/>	
------	-----------------------	--

## ALTURA DEL RESPALDO

80cm	<input type="radio"/>	
------	-----------------------	--

## ALTURA DEL ASIENTO

53cm	<input type="radio"/>	
------	-----------------------	--

## REPOSAPIÉS

B10	Reposapiés	<b>S</b>	—	
-----	------------	----------	---	---

## COLOR DEL CHASIS

R9207	Blanco	<input type="radio"/>	
-------	--------	-----------------------	--

### TIPO DE RUEDA

	Rueda 125 mm		
--	--------------	--	--

### TAPIZADO

#### Tapizado de cuero

C32	Amarillo	<input type="radio"/>	
C33	Morado claro	<input type="radio"/>	
C37	Azul oscuro	<input type="radio"/>	
BR	Marrón skai PU	<input type="radio"/>	
GR	Gris Skai PU	<input type="radio"/>	
ZW	Negro Skai PU	<input type="radio"/>	

### Opciones

AL04	Soporte lateral	<input type="checkbox"/>	<b>156,00 €</b>	
AL07	Reposapiernas ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>		
AL12	Mesa blanca	<input type="checkbox"/>	<b>160,00 €</b>	
AL52	Porta-suero	<input type="checkbox"/>	<b>93,00 €</b>	
AL55	Reposacabezas ajustable y extraíble	<input checked="" type="checkbox"/>		
AL83	Soporte para bombonas de oxígeno	<input type="checkbox"/>	<b>103,00 €</b>	
AL84	Portadocumentos	<input type="checkbox"/>	<b>45,00 €</b>	
AL85	Soporte para bolsas de orina	<input type="checkbox"/>	<b>56,00 €</b>	

<i>OTRAS OPCIONES</i>	
	Soluciones de sujeción Neoflex (consulte hoja de pedido de Neoflex)
	Soluciones de asiento y sujeción (consulte hoja de pedido de Physipro)
	Soluciones de asiento y posicionamiento - consulte las hojas de pedido de Vicair
	Accesorios de gel confort - consulte el formulario de pedido de Gel cushions
	Soluciones granuladas de estabilización al vacío - consulte con su representante comercial